קרסול מגפיים

מק"ט DJO01EP



AirSelect™ Elite

איירקאסט מגף עלית

המגף האיכותי והמתקדם ביותר של AIRCAST, עוצב כך שהוא מספק את התמיכה, ההגנה, פיזור הלחצים והנוחות ברמה הגבוה ביותר, בנוי ממעטפת עמידה חצי קשיחה התומכת בגפה ומגינה עליה, פתחי אוורור משולבים במסגרת . כיסוי סגור לחלק הקדמי להגנה על האצבעות, ניתן להסרה. ריפוד סביב קווי המתאר של הקרסול, מפחית את הלחץ ומגביר את הנוחות. מע' תאי אויר כפולה משולבת משני צדי המגף ובחלק הקדמי והאחורי ומאפשרת התאמת תמיכה מרבית בהתאם לרמת הנפיחות. המע' תורמת לפיזור הלחץ , לעיסוי, להפחתת נפיחות, לזירוז החלמה ולמניעת בצקות במהירות וביעילות. כפתור ניפוח ייחודי, משולב במגף לשליטה קלה ונוחה על התאמת הניפוח ע"פ התמיכה הנדרשת, החלק הקדמי מגיע מנופח. טכנולוגיית ה - SoftStrike לספיגת זעזועים, סוליה בצורת רוקר שהוכחה כיעילה בבדיקות מעבדה והמשקל הקל של המגף, מפחיתים את העומס מקדמת כף הרגל ומהברכיים ומעודדים הליכה טבעית והמשך פעילות יום יומית (ניידות). הסוליה, מותאמת לדריכה. מערכת של 3 רצועות סגירה תורמת לפיזור הלחץ באופן שווה למניעת בצקות ולחצים על הגפה.

ייעוד המוצר: במקרים של שברים יציבים, נקע חמור, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גידי, פציעה.

מידה	מידת נעל
XS	35.5=>
S	35.5-39.5
M	39.5-43
L	43-47
XL	47<

AIRCAST

מק"ט DJO 01EF/ 01ES



AirSelect™ Standard

איירקאסט מגף סטנדרט קצר/ארוך

מגף איכותי המוביל בתחומו בזכות עמידתו בסטנדרטים הגבוהים של AIRCAST, מספק תמיכה ונוחות מקסימאלית. בנוי ממעטפת עמידה חצי קשיחה התומכת בגפה ומגינה עליה, פתחי אוורור משולבים במסגרת, ריפוד סביב קווי המתאר של הקרסול להפחתת הלחץ ולנוחות מרבית. מערכת תאי האויר הכפולה של AIRCAST, משולבת משני צדי המגף ומאפשרת התאמת תמיכה מרבית בהתאם לרמת הנפיחות ועיסוי בזמן ההליכה להורדת הנפיחות ומניעת בצקות. מערכת ניפוח ייחודית, משולבת במגף (כפתור ניפוח) לשליטה קלה ונוחה על התאמת הניפוח ע"פ התמיכה הנדרשת. טכנולוגיית ה - SoftStrike לספיגת זעזועים, סוליה בצורת רוקר (נדנדה) שהוכחה כיעילה בבדיקות מעבדה והמשקל הקל של המגף, מפחיתים את העומס מקדמת כף הרגל ומהברכיים ומעודדים הליכה טבעית והמשך פעילות יום יומית.

הסוליה מותאמת לדריכה. מע' של שלוש רצועות סגירה תורמת לפיזור הלחץ באופן שווה למניעת בצקות ולחצים על הגפה (במגף הקצר- 2 רצועות).

ייעוד המוצר: במקרים של שברים יציבים, נקע חמור, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גידי, פציעה.

מידה	מידת נעל
XS	35.5=>
S	35.5-39.5
M	39.5-43
L	43-47
XL	47<

AIRCAST

יש לציין ארוך/ קצר

מק"ט DJO01PD



XP Diabetic Walker

איירקאסט מגף לסכרתיים

מגף ה- AIRCAST לחולי סכרת, מגיע עם כל היתרונות של מגפי המותג ומותאם במיוחד לחולי הסכרת. המגף מגיע עם סוליית הרוקר המיוחדת, להפחתת העומס מכף הרגל הסכרתית, ומדרס כפול וחדשני למניעת נקודות לחץ. וויסות ופיזור של הלחץ מכף הרגל אפשרי בזכות: השילוב בין מעטפת עמידה חצי קשיחה ומאווררת התומכת בגפה ומגינה עליה, ריפוד סביב קווי המתאר של הקרסול, אשר מפחית את הלחץ ומגביר את הנוחות, מערכת תאי האויר הכפולה של איירקאסט, המשולבת משני צדי המגף ומאפשרת התאמת תמיכה מרבית בהתאם לרמת הנפיחות, עיסוי ופיזור של מוקדי הלחץ, והמדרס המיוחד. מערכת -Brace-Lok™ מספקת תמיכה פנאומטית לכיבים, והגנה על פגיעות בקרסול. המגף מגיע עם שני מדרסים נוספים (כולל המדרס שמעוצב במיוחד בטכנולוגית ה Impax™ grid) שלושה זוגות של גרבי סכרת, ומשאבת ניפוח עם בקרת לחץ. אחריות ל 6 חודשים.

ייעוד המוצר: במקרים של כיבים נוירופטים, שברים יציבים, נקע חמור, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גידי, פציעה.

מידה	מידת נעל
S	35-38
M	39-42
L	43-45

AIRCAST

קרסול מגפיים | מייצבי קרסול

מק"ט E-WK009



Pro Shield Pneumatic Walker

מגף לשברי קרסול/ גבס עם כריות מתנפחות

מגף בעל כריות אוויר מתנפחות המאפשרות התאמת תמיכה מרבית בהתאם ללחץ הנפיחות. מותאם לדריכה. המגף רחב, מרופד, תומך ומייצב את אזור סוליית כף הרגל. סוליה בצורת רוקר (נדנדה) מסייעת להליכה ומקלה על הניידות. גובה 11 אינצ' (28 ס"מ), או 17 אינצ' (43 ס"מ).

ייעוד המוצר: במקרים של שברים יציבים, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גידי, פציעה.

מידה	נעל אישה	נעל גבר	קוד ירפ"א 11 אינצ'	קוד ירפ"א 17 אינצ'
S	36-38.5	36-39	25333	46511
M	39-43	40-44.5	25335	46510
L	44-46	45-46.5	25337	46509
XL	46+	46.5+	25341	46512

elife orthopedic

מק"ט DJO79-9548



Evenup™

פרוקר תוספת הגבהה לנעל

עיצוב חדשני, פשוט וקל לשימוש. מסייע בהשוואת האורך/ גובה של המטופל, למטופלים עם גבס/ מגף וכו'. הגבהה המאפשרת הליכה ללא הפעלת לחץ ומאמץ על צד אחד בעקבות הפרשי הגובה. ההגבהה מגיעה בשלושה גדלים שונים, וניתן להתאים את העובי שלה, נשלפת בקלות.

ייעוד המוצר: להקלה על ההליכה בזמן השימוש בגבס, מגף וכו'. הורדת העומס והלחץ מהגוף בעקבות הפרשי גובה ושימוש יתר בצד אחד.

מידה	מידת נעל אשה	מידת נעל גבר
S	37-39	39-42
M	40-43	43-45
L	44-46	46-48

PROCARE

מק"ט DJO02



Air-Stirrup Classic

אייר‌קאסט קלאסיק

מייצב קרסול חצי קשיח עם כריות אויר ורצועות להתאמה - מותג המוביל בתחומו בזכות פטנט ה - Duplex aircell system מע' תאי אויר כפולה (אחת בתוך השניה, מדורגת) התורמת לזרימת דם טובה יותר ולהפחתת הנפיחות במקרים של פגיעה בקרסול (עיסוי וקומפרסיה). בזכות העיצוב האנטומי קל להכניס את הרגל הפגועה ולהתאים את המייצב. מגיע מראש עם אויר מנופח, להקלת השימוש ע"י המטופל. לטיפול ולמניעת פגיעות בקרסול, הורדת הנפיחות והכאב. לשימוש החל מהשלב האקוטי ועד לשלב ההחלמה. ניתן להכניס לנעל, בשלבי ההחלמה הראשונים בהם רצוי לא להפעיל את כובד המשקל ללא תמיכה על הקרסול הפגוע. (מומלץ ללבוש את המייצב על גרב).

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול, נקעים, קרעים של רצועות באזור הקרסול, לאחר ניתוחים, נפיחויות ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית קשה.

מידה	מק"ט	אורך הסד ס"מ	גובה המטופל
S	02CL/02CR	22	עד 1.57 מטר
M-Training	02BL/02BR	23	1.57-1.67 מטר
L-Standard	02AL/02AR	27	מ 1.62 מטר
Ped	02JL/02CJR	15	ילדים קטנים

AIRCAST

יש לציין ימין/ שמאל

קרסול מייצבי קרסול

Air Ankle Stirrup Brace

מק"ט E-AN055B



מייצב קרסול עם כריות אויר ורצועות ATF

מייצב קרסול עם כריות אויר מתנפחות ורצועות להתאמה. כריות אויר לניפוח ע"פ רמת התמיכה ודרגת הלחץ הרצויה. מייצב פלסטיק הבנוי בצורה אנטומית ע"פ קווי המתאר של הקרסול, רצועות היקפיות להתאמה קלה. הצד החיצוני נוקשה ומונע סיבוב פנימי וחיצוני של הקרסול, אך במקביל מאפשר כיפוף נורמאלי (Dorsi-flexion). משמש לייצוב הקרסול, תמיכה בו, הגנה עליו ולהפחתת נפיחות על ידי קומפרסיה.

ייעוד המוצר לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול חריפות, נקעים בקרסול, קרעים של רצועות באזור הקרסול, נפיחויות ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית קשה.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	1398

MalleoStabil® GEL Brace

מק"ט 100540



מייצב קרסול קשיח עם ג'ל

מייצב פלסטיק למפרק הקרסול העליון, הבנוי בצורה אנטומית. מעוצב בצורת קונכייה עם ריפוד Air/gel ורצועות וולקרו היקפיות להתאמה קלה. לטיפול יעיל יותר, רצוי להכניס את כריות הג'ל למקפיא למשך כשעה, לקבלת ערך מוסף של קירור המפרק. הצד החיצוני נוקשה ומונע סיבוב פנימי וחיצוני של הקרסול, אך במקביל מאפשר כיפוף נורמאלי (Dorsi-flexion). משמש לייצוב הקרסול, תמיכה בו והגנה עליו, ולהפחתת נפיחות על ידי קומפרסיה.

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול סיבוביות, נקעים גבוהים בקרסול, קרעים של רצועות באזור הקרסול, ייצוב ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית

מידה	ירפ"א
מידה 2 מגובה 155 ס"מ	47480

Surround pair

מק"ט DJO81-9787



פרוקר מייצב קרסול קשיח עם ג'ל/אויר

מייצב קרסול קשיח עם כריות אויר/ ג'ל ורצועות להתאמה לטיפול ולמניעת סיבוב של הקרסול. כריות הג'ל ניתנות לקירור לטיפול אפקטיבי יותר באזור הפגוע, להורדת הנפיחות והכאב. מומלץ לשימוש החל מהשלב האקוטי ועד לשלב ההחלמה. מתאים לקרסול ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול, נקעים, קרעים של רצועות באזור הקרסול, נפיחויות ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית קשה.

מידה	גובה המייצב בס"מ
S	22
M	23
L	25

קרסול מייצבי קרסול

מק"ט DJO81-02M



AirSport™

איירקאסט איירספורט

מעטפת חצי קשיחה, בשילוב מע' "תאי האויר" היחודית של AIRCAST אשר הוכחה קלינית כתורמת להחלמה, טיפול ומניעת פגיעות בקרסול. רצועות קדמיות צולבות (ATF) מעניקות יציבות, חיזוק וקיבוע לקרסול. המייצב עוטף את קדמת כף הרגל והשוקה כיחידה אחת, למתן תמיכה מרבית. מכוסה בבד כותנה להגברת העמידות. העצוב הייחודי ("step-in") בו האצבעות נכנסות ראשונות, ורוחב העקב מותאם ע"פ המבנה האנטומי של הרגל מאפשר לבישה מהירה וקלה. השימוש במייצב תורם לזרימת דם טובה יותר ולהפחתת הנפיחות והכאב במקרים של פגיעה בקרסול (עיסוי וקומפרסיה). לשימוש החל מהשלב האקוטי ועד לשלב ההחלמה. ניתן להכניס לנעל. (מומלץ ללבוש את המייצב על גרב).

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול, נקעים, קרעים של רצועות באזור הקרסול, לאחר ניתוחים, נפיחויות ותמיכה במקרים של חוסר יציבות.

מידה	מידת נעל
XS	36=>
S	37-40
M	41-44
L	45-47
XL	48<

AIRCAST

יש לציין ימין/ שמאל

מק"ט DJO02P



AirLift™ PTTD Brace

איירקאסט איירליפט קרסוליית PTTD

מייצב חצי קשיח עם מע' "תאי האויר" הייחודית של AIRCAST, עוצב במיוחד לטיפול בתפקוד לקוי של גיד השוקה האחורי (Posterior Tibial Tendon Dysfunction), או לסובלים מתסמינים או סימנים מוקדמים של "כף רגל שטוחה". "תאי האויר" ממוקמים מתחת לקשת כף הרגל, וניתנים לכיוון בעזרת ידית הניפוח המצורפת למייצב. ע"י ניפוח ניתן להתאים את הגובה ולהרים את קשת כף הרגל לתנוחה הטבעית והרצויה. ניתן להתאים את מידת ניפוח האויר גם בעת נעילת נעליים. העיצוב האנטומי מבטיח תמיכה וקיבוע, מייצבי הצד תורמים ליישור הקרסול ולתמיכה באזור הפגוע. עיצוב חדשני מאפשר את החלקת כף הרגל, ישירות לצדו האחורי של המייצב, ללבישה קלה ונוחה. משולבות שתי רצועות נוספות לחיזוק ולהתאמה. ניתן לשימוש על מנת למנוע החמרה, כחלק מהטיפול השמרני או כטיפול לפני ניתוח ובמהלך תקופת ההחלמה.

ייעוד המוצר: תפקוד לקוי של גיד השוקה האחורי (Posterior Tibial Tendon Dysfunction), דלקת בגיד השוקה, "כף רגל שטוחה", לפני או אחרי ניתוחים.

מידה	מידת נעל
S	38=>
M	39-42
L	43<

AIRCAST

יש לציין ימין/ שמאל

מק"ט DJO02T



A60™

איירקאסט A60 מייצב קרסול

מייצב קרסול לחוסר יציבות כרונית, מספק הגנה, תמיכה ונוחות. משולב מייצב בזוית של 60 מעלות, למניעת סיבוב של הקרסול, נקעים ופגיעות. מיוצר מבד איכותי, נושם, ונוח. העיצוב מותאם לאנטומיה של הקרסול, קל משקל, נוח להתאמה, נכנס במהירות ובקלות גם לנעל ספורט. רצועה אחת, לסגירה מהירה ללא צורך לשרוך.

ייעוד המוצר: במקרים של חוסר יציבות כרונית של הקרסול, להקלה וכטיפול מונע.

מידה	מידת נעל
S	עד 38
M	39-42
L	מ 42

AIRCAST

יש לציין ימין/ שמאל

קרסול מייצבי קרסול

AirHeel

מק"ט DJO09A



איירקאסט איירהיל

עוצב במיוחד לטיפול בפלנטר פצאיטיס (plantar fasciitis), דלקות בגיד אכילס וכאבים באזור העקב (דורבן). בזכות השילוב של מערכת תאי אויר כפולה הממוקמת מתחת לקשת כף הרגל ובחלק האחורי של העקב, ה- AirHeel מספק עיסוי ולחץ מבוקר בזמן ההליכה ותורם לזרימת דם טובה יותר ולהפחתת הנפיחות והכאב. עשוי מחומר קל ואווירי, קל ונוח מאוד ללבישה (כמו גרב-מחליקים את הרגל פנימה וסוגרים, באמצעות רצועה אחת בלבד). פתרון ייחודי, אשר הוכח במחקרים קליניים כתורם להקלה משמעותית ולנוחות מרבית לסובלים מ Plantar fasciitis

ייעוד המוצר: לטיפול בפלנטר פצאיטיס (Plantar fasciitis), דלקות כרוניות ואו אקטויות בגיד אכילס וכאבים באזור העקב (דורבן).

מידה	מידת נעל
S	עד 39
M	39-42
L	מ 42

AIRCAST

Pro Ankle Brace

מק"ט E-AN041



מייצב קרסול חצי קשיח עם רצועות

קרסוליה חצי קשיחה בעלת רצועות מחומר דמוי ניילון שנכרכות בדומה לחבישת שמינייה. עשויה מחומר נושם, בעלת ריפוד פנימי לנוחות מרבית.

ייעוד המוצר: מייצב קרסול, לעיוות קל עד מתון בקרסול, טיפול בנקע חריף (חלופה לחבישת שמינייה), חוסר יציבות כרוני בקרסול, שימוש מניעתי וטיפולי בפעילויות ספורט.

מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	15-20	46517
M	20-25	46516
L	25-30	46514
XL	30-35	46518



elife orthopedic

Laced Ankle Brace

מק"ט E-AN051



מגן קרסול עם שרוכים

מגן קרסול עם שרוכים, עשוי מבד עמיד, מרופד, מותאם מבחינה אנטומית. עם תמיכה של מייצב אלומיניום אחד בכל צד, לשמירה על הקרסול ולמתן יציבות. משולב בשרוכים להתאמה מרבית ואחיזה חזקה.

ייעוד המוצר: מייצב קרסול, לעיוות קל עד מתון בקרסול, טיפול בנקע חריף (חלופה לחבישת שמינייה), חוסר יציבות כרוני בקרסול, שימוש מניעתי וטיפולי בפעילויות ספורט.

מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	15-20	25318
M	20-25	25319
L	25-30	25320
XL	30-35	25321



elife orthopedic

קרסול קרסוליה אלסטית/גיד אכילס

Select TaloStabil® Plus

מק"ט 054100



קרסוליה אלסטית עם סיליקון ורצועה מייצבת

קרסוליית פרימיום עם רצועה מייצבת. בד רך וחזק באריגה עגולה ללא תפר וגימור מיקרוביאלי. שתי כריות סיליקון באזור הפטישונים לעיסוי ולהקלת הלחץ באזור. מבנה הקרסולייה מונע החלקה. רצועה מייצבת, אלסטית- חלקית, הניתנת להתאמה ולהסרה. למיצוב ותמיכה בקרסול במנח פרונציה, סופינציה או ניטרלי. הקרסוליה מעניקה חום, קומפרסיה ותמיכה ברקמות, מסייעת לעבודת הרצועות והשרירים, מפחיתה עומס על המפרקים ומגבילה תנועות לא רצויות. מגיעה עם כפפה מיוחדת המסייעת בגריבת הקרסוליה.

ייעוד המוצר: לאחר חבלות ונקעים, מחלת מפרקים, חולשת רצועות וחוסר יציבות מפרקי, דלקות באזור הקרסול, לאחר הסרת גבס



מידה	היקף ס"מ	ירפ"א ימין	ירפ"א שמאל
S	עד 21	49079	49105
M	21-23	49080	49106
L	23-25	49101	49107
XL	25-27	49104	49109

TaloStabil® Eco

מק"ט 054600



קרסוליה אלסטית עם סיליקון - Eco

קרסוליה בעלת אריגה ייחודית, עם שתי כריות סיליקון לעיסוי והקלת הלחץ בבסיס הקרסול (אזור הנפיחות). תומכת ברקמות ובכך עוזרת לרצועות בתפקיד האחיזה ומסייעת בשחרור/מנוחת המפרק. מונעת תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: הקלה על כאב לאחר חבלה, נקעים, Arthrosis, חוסר יציבות במפרק, לאחר הסרת הגבס, עיסוי וקומפרסיה של אזורי נפיחות, טיפול בדלקות סביב הקרסול.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	עד 21	37791
M	21-23	37795
L	23-25	37796
XL	25-27	37805

Malolax™ Elastic Ankle

מק"ט DJOS370B



פרוקר מלולקס קרסולייה עם סיליקון

קרסולייה עם סיליקון, לתמיכה והקלה על כאב לאחר חבלה בקרסול. אריגה אלסטית בהתאם לקווי המתאר של הקרסול, כריות סיליקון לעיסוי והקלת הלחץ בבסיס הקרסול. תומכת ברקמות, מונעת תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: הקלה על כאב לאחר חבלה, נקעים, חוסר יציבות במפרק, לאחר הסרת גבס, עיסוי וקומפרסיה של אזורי הנפיחות, טיפול בדלקות סביב הקרסול.



מידה	היקף קרסול ס"מ
1	19-20
2	21-22
3	23-24
4	25-26
5	27-28
6	29-30

קרסול קרסוליה אלסטית/גיד אכילס

מק"ט 053100




Select AchilloStabill® Plus

מגן גיד אכילס גבוה עם סיליקון + הגבהה - Select

מגן גיד אכילס מסדרת ה- Select, בד ארוג רך במיוחד עם גימור מיקרוביאלי, מעניק תמיכה ותחושת הקלה באזור גיד האכילס, באמצעות כריות הסיליקון המשולבות בבד. בעל תפר פנימי רך ומרופד במיוחד, לנוחות מרבית. קרסוליה גבוהה התומכת לכל אורך הגיד. מומלץ בזמן פעילות גופנית להגנה ולמניעת פציעות. להקלה נוספת ולמניעת מתח בגיד ובשרירי השוקיים, מצורפות כריות עקב להגבהה של הקרסול.

ייעוד המוצר: דלקת כרונית או אקוטית בגיד האכילס, קרע בגיד אכילס, טיפול לאחר ניתוח בגיד אכילס.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	עד 21	44866
M	21-23	44867
L	23-25	44868
XL	25-27	44869

מק"ט 054900




AchilloStabil® Ankle Support

מגן גיד אכילס עם סיליקון + הגבהה - Eco

מגן גיד אכילס מעניק תחושת הקלה באזור גיד האכילס באמצעות כריות סיליקון המשולבות בבד ארוג רך וגמיש. להקלה נוספת ולמניעת מתח בגיד ובשרירי השוקיים, מצורפות כריות עקב להגבהה של הקרסול. למניעת אורכים שונים בין הצד המושפע מהמגן לצד שלא מושפע, יש לשים את כרית העקב המצורפת גם בנעל השנייה. מומלץ לטיפול בכאב אקוטי וכרוני.

ייעוד המוצר: דלקת כרונית או אקוטית בגיד האכילס, קרע בגיד אכילס, טיפול לאחר ניתוח בגיד אכילס.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	עד 21	37785
M	21-23	37786
L	23-25	37787
XL	25-27	37790

מק"ט INT-015



Premium Elasticated Ankle Support

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאב בקרסול. מחממת את הקרסול, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.


ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בקרסול, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	18-25	33863
M	25-32	33864
L	32-39	33878

קרסול קרסוליה אלסטית/גיד אכילס

מק"ט FT-1102



Elasticated Ankle Support

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון, עקב פתוח

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון, עם עקב פתוח להקלה על כאב בקרסול. מחממת את הקרסול, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בקרסול, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מידה	היקף ס"מ	לבן-קוד ירפ"א	בז'-קוד ירפ"א
S	15-20	83230	25402
M	20-25	83229	25403
L	25-30	83228	25404
XL	30-35	83231	25405
XXL	35-40	23891	25447

FORTUNA®

מק"ט INT-045



Neoprene Magnetic Ankle Support

קרסוליה מגנטית ללא סיליקון

קרסוליה מגנטית עם עקב פתוח ללא סיליקון, להקלה על כאב בקרסול. מחממת את הקרסול, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.
סגולות המגנט- שיכוך כאבים, ריפוי והזרמת הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בקרסול, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	26603

FORTUNA®

מק"ט FT-SN022



Neoprene Ankle Support With Heel Lock

קרסוליה עם נועל עקב נאופרן, ללא סיליקון

קרסולית נאופרן ללא סיליקון, עם עקב פתוח ורצועה מתכווננת לייצוב והקלה על כאב בקרסול. הקרסוליה עשויה מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה בתוספת רצועה מייצבת לחיזוק נוסף והצמדה לעצם. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בקרסול, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	17-20.5	84435
M	20.5-24	84436
L	24-27.5	84437
XL	27.5-31	84438

FORTUNA®

קרסול Drop Foot סדים

מק"ט E-NS001



Plantar Fasciitis

סד לילה למתיחה

סד חזק, מרופד לאורכו בחומר מוקצף וקטיפתי למתן נוחות מרבית. רצועות נוחות להתאמת המתיחה הרצויה. התהלכות מינימאלית בבית אפשרית בזכות ציפוי למניעת החלקה על גבי הסוליה. סד הלילה שומר על מתח מסוים בפסיה הפלנטרית (plantar fascia) ובשרירי השוק האחוריים לאורך כל שעות הלילה, וכך תהליך הריפוי מתרחש במנח דומה למצב הפונקציונלי ומקל על הכאבים בזמן הדריכה. מתאים לרגל ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר: טיפול בדורבן (כאבים כרוניים באזור העקב), דלקות בחלק התחתון של הרגל, פלנטר פצאיטיס (plantar fasciitis), דלקת בגיד האכילס.

מידה	נעל אישה	נעל גבר	קוד ירפ"א
S	עד 37	עד 39	50961
M	38-42	40-44	50963
L	מ 43	מ 44.5	50972

מק"ט E-AF002



Ankle Foot Orthosis

סד שיקומי - AFO

סד המשמש לטיפול בצניחה של כף הרגל (Drop Foot), עשוי מחומר PP עמיד. האביזר מקבע את כף הרגל בכיפוף (DorsiFlexion) ומאפשר תנועת הליכה תקינה על ידי מניעת גרירת אצבעות הרגל (Clearence).

ייעוד המוצר: לסובלים מ Drop Foot כתוצאה מפגיעה מוחית, לאחר שבץ, פגיעות עמוד שדרה, פריצות דיסק קשות, פגיעה או לחץ בעצב הפרונאלי, טונוס אקסטנסורי מוגבר או חולשת שרירים קשה של כופפי הקרסול.

מידה	נעל אישה	נעל גבר	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	35-40	35-40	3673	3674
M	41-44	40-44	30003	30002
L	44-47	44-47	30006	30004
XL	47+	47+	50959	50958

מק"ט ATX01



Textile Drop Foot Orthosis

מכשיר למניעת צניחת כף רגל (תואם דיקטוס)

בנוי משתי יחידות נפרדות: יחידה הנכרכת מסביב לקרסול מרופדת בכרית ג'ל נעימה במיוחד, למניעת חיכוך ולחץ על האזור. ויחידה המונעת החלקה שניתן להשחיל בין השרוכים ללשון הנעל ולחבר אליה את הוו המצורף או ישירות את הגומיה. דיסקרטי, גמיש, אינו תופס מקום בנעל, קל ונוח מאוד להתאמה.

ייעוד המוצר: לסובלים מ Drop Foot כתוצאה משיתוק, פגיעה מוחית, לאחר שבץ, פגיעות עמוד שדרה, פריצות דיסק קשות, פגיעה או לחץ בעצב הפרונאלי, gait, טונוס אקסטנסורי מוגבר או חולשת שרירים קשה של כופפי הקרסול.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
XS	13-17	3297
S	17-21	3262
M	21-25	3264
L	25-29	3296

קרסול Drop Foot סדים

מק"ט ATX11



Drop foot Plantar Band

תומך למכשיר Drop foot

תומך המאפשר התאמת מכשיר למניעת צניחה של כף הרגל (תואם דיקטוס) ללא נעליים.
התומך עוטף את כף הרגל וניתן לחבר אליו את הגומיה ישירות במקום לשרוכים של הנעל ובכך לאפשר למטופל להשתמש במכשיר גם על גבי גרב בלבד.
יש למדוד את ההיקף של כף הרגל ולציין ימין/ שמאל ע"פ טבלת המידות הבאה:



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א ימין	קוד ירפ"א שמאל
S	17-21	16085	16086
M	21-25	16087	16090
L	25-29	16091	16094

