מק"ט DJO11-1304/5



UltraSling® IV ER

מקבע כתף רוטציה חיצונית

לקיבוע הכתף ברוטציה חיצונית של 15° או 30°, להקלה וייצוב של מפרק הכתף. מערכת רצועות מיוחדת של 3 נקודות מקלה על הלבישה, העיצוב המיוחד מוריד את הלחץ מהצוואר ובכך מעלה את רמת הנוחות וההתאמה למטופל. ציפוי פנימי מאריג נושם, אווירי. רצועות מרופדות ונוחות, מגיע עם כדור לאימון ולהמרצת הדם. הכריות מספקות תמיכה ויציבות במנח של רוטציה חיצונית 15° או -30° ניתנות להחלפה ימין/ שמאל בקלות.

ייעוד המוצר: קיבוע הכתף ברוטציה של 15° או 30°, פריקות כתף, לפני או אחרי ניתוחים, קרע בגיד, טראומה.

מידה	אורך הזרוע בס"מ
S	עד 28 ס"מ
M	28-33 ס"מ
L	33 ס"מ
XL	מעל 33 ס"מ

DONJOY

מק"ט 121900



OmoARS

מקבע כתף לאחר ניתוח בדרגות סיבוב משתנות

מקבע כתף עם כרית אנטומית לזרוע, להקלה וייצוב של מפרק הכתף, אפשרות לקיבוע (רוטציה חיצונית) בזווית של 15° או 30°. מערכת רצועות עם חיזוק של סקוטש. כדור לתמיכה ולאימון של השרירים, קיבוע נוח ובטוח, קל להתאמה כיסוי מבד ידידותי לעור.

ייעוד המוצר: לפני/ אחרי ניתוח, טראומה, פריקות כתף, קרע בגיד.

לפי גובה המטופל.

מידה	גובה (ס"מ)	קוד ירפ"א
1	עד 165	2395
2	מ 165	2416

bort MEDICAL

מק"ט 904



Shoulder Abduction Orthosis

מקבע כתף לאחר ניתוח בדרגות אבדוקציה משתנות

מקבע כתף המורכב מכרית עם בסיס המאפשר אבדוקציה בזוית של 30°.
התאמה מרבית ואחיזה יציבה באמצעות :
1. רצועות לזרוע ולאמה מחוברות באמצעות סקוטש לקיבוע בחגורת המותן.
2. חיבור למותן עם קיבוע של המרפק והאמה.

תוספת של 15°, מעניקה תמיכה באזור בית השחי. כל החלקים מתחברים ונסגרים באמצעות סקוטש ולולאה. חיבור הטריז, לכרית מאפשר להגיע לאבדוקציה של 45°, במידת הצורך.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	11256

PRIM

OmoSAT

מקבע/מייצב כתף עם כדור

מקבע תומך לכתף/זרוע. נרתיק חזק ומרופד במיוחד לאחזקת הזרוע בתנוחה יציבה ובטוחה. רצועת חיזוק נוספת למותן, להשלמת הקיבוע. מגיע עם כדור פיזיותרפיה מיוחד לתרגול ותורם לתנוחת המנוחה לזרוע. (הכדור ניתן להסרה.)

ייעוד המוצר: פריקת כתף, נקעים, חבלה, פציעות שרירי כתף, שברים בכתף ובחלק העליון של הזרוע, לאחר התערבות כירורגית. (להמרת חבישת VELPOW).

מידה	גובה ס"מ	קוד ירפ"א
1	עד 160	37721
2	160-180	37722
3	מעל 180	37723

מק"ט 121980



יש למדוד את גובה המטופל

OmoBasic® acc. to Gilchrist

מקבע כתף לאחר פריקות

תומך לכתף/זרוע, עשוי ממערכת רצועות יציבה המבטיחה קיבוע יציב. המתלה עשוי מחומר רך וידידותי לעור. מאפשר גישה נוחה לאזור הפגוע לטובת המשך הטיפול. גמיש ונוח להתאמה, קל ונוח ללבישה. מתלה חזק ומרופד במיוחד לאחזקת הזרוע בתנוחה יציבה ובטוחה.

ייעוד המוצר: פריקת כתף, נקעים, חבלה, פציעות שרירי כתף, שברים בכתף ובחלק העליון.

מידה	אורך האמה בס"מ	קוד ירפ"א
0	25-28	53444
1	28-31	53423
2	31-34	53428
3	34-38	53432



מק"ט 121350



Clinic Shoulder Immobilizer

פרוקר מתלה לכתף

מקבע ותומך לכתף ולמרפק, מסייע במניעת תזוזה של הכתף. רצועה עמידה מכותנה איכותית, סוגרים נוחים, קלים להתאמה ממוקמים ברצועת הכתף וברצועת הגוף. רצועת הכתף מרופדת, למתן נוחות מרבית . מתאים לצד ימין/ שמאל.


ייעוד המוצר: קיבוע ותמיכה של מפרק הכתף והמרפק, כאבים באזור הכתף, נקעים, פריקת כתף, לאחר ניתוח, שמירה ומניעת רוטציה.

מידה	אורך האמה בס"מ
XXS	12.5
XS	15
S	18
M	20
L	23
XL	25

מק"ט DJO79-8401



מק"ט INT-049



Magnetic Neoprene Shoulder

תומך כתף מגנטי

תומך לכתף מנאופרן מגנטי, מחמם את הכתף תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.
סגולות המגנט- שיכוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, נקעים, חבלה, פציעות.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	26633

FORTUNA®

מק"ט FT-029



Neoprene Shoulder Support

תומך כתף נאופרן

תומך לכתף עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניק תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, נקעים, חבלה, פציעות.

יש למדוד סביב החלק העליון של הזרוע.

מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	27-30	84447
M	30-33	84457
L	33-36	84458
XL	36-49	84422

FORTUNA®

מק"ט DJO79-84300



Universal Arm Sling

פרוקר מתלה לזרוע אוניברסלי

מתלה אוניברסלי לזרוע, מעטפת אלסטית עשויה מכותנה עמידה, עם רצועה מתכווננת. אבזם בכתף להתאמה אישית. זמין עם/ בלי ריפוד ברצועה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, נקעים, חבלה, פציעות, פריקת כתף, לאחר קיבוע גבס.

מידות: אוניברסלי

PROCARE®

מק"ט E-AR003



Mesh Arm Sling

מתלה רשת לזרוע

מתלה אווירי לזרוע, מעטפת עשויה מרשת ניילון. מאפשרת לזרוע תמיכה ומנוחה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, חבלות ביד/ באמה/ במרפק , לאחר קיבוע גבס, נקעים.

מידה	אורך האמה בס"מ	קוד ירפ"א
S	25-28	37596
M	28-30	37597
L	30-33	37598
XL	33-36	37600

elife orthopedic

יש למדוד לאורך האמה.

מק"ט YS-1901



Pouch Arm Sling

מתלה לזרוע למבוגר

מתלה לזרוע, מעטפת אלסטית. מאפשרת לזרוע תמיכה, מנוחה וקיבוע.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, נקעים, חבלה, פציעות, פריקת כתף, לאחר קיבוע גבס.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	83171

FORTUNA®

מק"ט INT-050



Magnetic Neoprene Neck Wrap Support

תומך צוואר מגנטי

תומך לצוואר מנאופרן מגנטי, מחמם את הצוואר, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, הגבלת תנועה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.
סגולות המגנט- שיכוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הצוואר, מעבר מצוארון קשיח, לאחר טיפול בצווארון Halo.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	26634

FORTUNA®

Soft Collar

תומך צוואר רך

צווארון מספוג רך, מספק תמיכה, מגביל תנועה, מחמם את הצוואר.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הצוואר, מעבר מצווארון קשיח, לאחר טיפול בצווארון Halo.

מידה	גובה ס"מ	לבן קוד ירפ"א	בז' קוד ירפ"א
S	28-37.5	83221	84494
M	37.5-47	83222	84495
L	47-56.5	83223	84496

FORTUNA®

מק"ט FT-1163



Cervical Collar with Trachea Opening

צווארון פילדלפיה

צווארון מחומר מוקצף, חלקים קשיחים המתחברים עם רצועות. חור קדמי לטרכאוסטומיה (41/4).

ייעוד המוצר: לאחר שברים יציבים בעמוד השדרה הצווארי, לאחר ניתוחי Fusion, ניתוחי צוואר/ גרון פנימיים.

מידה	היקף צואר ס"מ	גובה ס"מ	קוד ירפ"א
M	33-41	10.8 (41/4)	1408
L	41-46	10.8 (41/4)	1401
XL	46-48	10.8 (41/4)	1402

elife orthopedic

מק"ט E-CO002A



Neck Collar Philedelphia

צווארון קשיח/חצי קשיח (פילדלפיה)

צווארון קשיח, מספק יציבות מלאה וקיבוע לצוואר ומשענת לסנטר ולראש.

ייעוד המוצר: לאחר שברים יציבים בעמוד השדרה הצווארי, לאחר ניתוחי Fusion, ניתוחי צוואר/ גרון פנימיים.

מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
1	34-36	11196
2	36-38	11219
3	38-40	9753

SAĞLIK ÜRÜNLERİ



מק"ט 705

