מק"ט 122600



Epicondylitis Support with Padding

שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון

מגן מרפק בעל אריגה ייחודית, עם שתי כריות סיליקון לעיסוי והקלת הלחץ באזור האפיקונדילים והגידים המיישרים/מכופפים של כף היד. תומך ברקמות ובכך עוזר בתפקיד האחיזה ומסייע בהפחתת העומס מהמפרק. מבנה המאפשר חופש תנועה מלא במרפק. אורך 20 ס"מ.

ייעוד המוצר: אפיקונדיליטיס (Epicondylitis)- דלקת כרונית/ אקוטית, Tennis/Golfers Elbow, פציעות ומחלות גידים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
XS	22-24	75943
S	24-26	37813
M	26-28	37814
L	28-30	37815
XL	30-32	37816
XXL	32-34	37818

מק"ט 054200




Dual-Tension Elbow Suppor

שרוול אלסטי למרפק

שרוול אלסטי למרפק ללא סיליקון, סריגה ייחודית עגולה ללא תפרים, אלסטיות לאורך ולרוחב. אריגה נעימה במיוחד. השרוול תומך במבני רקמות פגועים ,מסייע בהפחתת העומס מהמפרק. שומר על חום ומעניק קומפרסיה ויציבות. חבישת השרוול עוזרת למנוע תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: נפיחות מפרקית, לאחר פציעות ספורט וניתוחים, מחלת מפרקים ניוונית, נקעים, כאבי מרפק, מניעה של פציעות עבודה וספורט.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	24-26	37702
M	26-28	37703
L	28-30	37704
XL	30-32	37705

מק"ט DJO05A



Pneumatic Armband

איירקאסט חבק מרפק אוניברסלי

חבק המרפק של AIRCAST עם תא אויר יחיד, אשר מגיע מנופח מראש ברמה הנדרשת ומפעיל לחץ ועיסוי ממוקד על נקודת החיבור של הגיד ללא הפעלת לחץ על הזרוע. מיוצר מחומר איכותי ונושם למתן נוחות מרבית. העיצוב הייחודי והפשוט נוח לשימוש ותורם ליעילות הטיפול. להקלה על הכאב במקרים של Tennis/ Golfers Elbow

ייעוד המוצר:
(Epicondylitis), מחלת גידים ודלקת במרפק (Tennis/ Golfers Elbow), פציעות ספורט, כאבים במפרק, מתיחה, שחיקה וארתריטיס.

מידות: אוניברסלי.

EpiContur® with 1 Pad


מק"ט 022500



חבק מרפק עם כרית סיליקון

חבק מרפק מרופד עם כרית סיליקון אנטומית המחוברת באמצעות וולקרו איכותי וניתנת לכיוון/ הסרה בהתאם לצורך.
החבק מתאים ל Tennis/ Golfers Elbow וניתן לכוון את כרית הסיליקון בהתאם. הכרית מפעילה עיסוי ולחץ על נקודת החיבור של הגיד.

ייעוד המוצר: אפיקונדיליטיס (Epicondylitis), מחלת גידים ודלקת במרפק (Tennis/Golfers Elbow), פציעות ספורט, כאבים במפרק, מתיחה, שחיקה.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
0	21-25	37806
1	25-30	37808
2	30-35	37812

Epi Flex


מק"ט E-EL007



חבק מרפק

חבק מרפק, מרופד אלסטי וחזק להפעלת לחץ מותאם ועיסוי בנקודת החיבור של הגיד. מתאים ל Tennis/ Golfers Elbow

ייעוד המוצר: מחלת גידים מיישרים/ מכופפים של כף היד ודלקת במרפק (Tennis/ Golfers Elbow), פציעות ספורט, כאבים במפרק.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	20-22	38035
M	22-25	38036
L	25-28	38044
XL	28-30	38045

Mayo Clinic Elbow Brace

מק"ט DJO05E



איירקאסט מקבע מרפק עם ציר

מקבע מרפק עם ציר מתכוונן, פטנט בעל עיצוב ייחודי המאפשר שליטה על מידת הכיפוף והיישור, בהתאמה לדרגת החופש הנדרשת. מספק קיבוע ו/או שליטה על טווח התנועה במקרים של פגיעות חמורות, שברים במרפק ובמקרים רבים יכול לתת מענה לטיפול השמרני, כתחלופה לגבס. מנגנון לנעילה/ שחרור מהיר ונוח, ניתן לקבוע את רמת הקיבוע ו/או טווח התנועה הנדרש בקלות באמצעות מתג (ROM) איכותי.

ייעוד המוצר: קיבוע והגבלת טווח התנועה לאחר ניתוח, פריקות ותת פריקות מרפק, שברים יציבים או קיבוע פנימי בעצם הזרוע המרוחקת או עצמות האמה המקורבות, קרעים ברצועות/ גידים, אוסטיואארתריטיס.

מידות: אוניברסלי, נא לציין ימין/ שמאל.

Rom Elbow Brace

חבק מרפק עם ציר

מקבע מרפק עם ציר מתכוונן המאפשר קיבוע מלא, או שליטה על מידת הכיפוף והיישור, להתאמת דרגות חופש שונות. עשוי מחומר מוקצף, אווירי ורך.

ייעוד המוצר: קיבוע או טווח תנועה מוגבל לאחר ניתוח, טיפול שמרני בפריקות מרפק ותת פריקות, שברים יציבים או עם קיבוע פנימי בעצם הזרוע המרוחקת, או עצמות האמה המקורבות.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	25456

מק"ט E-EL090



Premium Elasticated Elbow Support

שרוול אלסטי למרפק ללא סיליקון

שרוול אלסטי ללא סיליקון, להקלה על כאב במרפק. מחמם את המרפק, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני, חבלה, נפיחות.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	18-25	33879
M	25-32	33880
L	32-39	33882

מק"ט INT-018



Elasticated Elbow Support

שרוול אלסטי למרפק ללא סיליקון

שרוול אלסטי ללא סיליקון, להקלה על כאב במרפק. מחמם את המרפק, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני, חבלה, נפיחות.



מידה	היקף ס"מ	לבן קוד ירפ"א	בז' קוד ירפ"א
S	18-22.5	83234	25531
M	22.5-27	83233	25555
L	27-31.5	83232	25645
XL	31.5-36	83235	25646
XXL	36-40.5	24042	25647

מק"ט FT-900



מק"ט INT-047



Magnetic Neoprene Elbow Support

שרוול מגנטי למרפק

שרוול מגנטי מנאופרן, מחמם את המרפק, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, הגבלת תנועה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.
סגולות המגנט- שיכוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני, חבלה, נפיחות.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	26619

FORTUNA®

