Surgical Shoe, open design

נעל אורתופדית פתוחה לאחר ניתוח/גבס POST OP

נעל לאחר ניתוח/גבס אורתופדית פתוחה, בעלת סולייה למניעת החלקה, עשויה מחומר נושם ומרופד. סוליית הגומי האיכותית מתאימה עצמה לבסיס כף הרגל. ניתן לפתוח את הנעל לחלוטין ולהקל על נעילתה.
ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פצעים, מתאים לרגל חבושה/ עם גבס. מתאימה גם בזמן תהליך החלמה ארוך יחסית ובנשיאת משקל. בזכות הסוליה האיכותית, ניתן להשתמש בנעל גם בזמן ההליכה מחוץ לבית, אין צורך בסוליה נוספת.

מידת נעל	קוד ירפ"א
34-35	10272
36-37	10273
38-39	10294
40-41	10413
42-43	10423
44-45	10425
46-47	10681

מק"ט 930180



Forefoot Relief Shoe

נעל אורתופדית לאחר ניתוח - לריפוי פצע עם הגבהה קדמית

נעל אורתופדית להורדת העומס מהחלק הקדמי של כף הרגל. הגנה נוספת בחלק הקדמי של הנעל. המבנה המיוחד של הנעל מפנה את העומס והלחץ לכיוון החלק האמצעי והאחורי (עקב) של כף הרגל ותורם לשיפור היציבות בזמן ההליכה. הנעל עשויה מחומר נושם ומרופד, בעלת סולייה למניעת החלקה. סוליית הגומי האיכותית מתאימה עצמה לקווי המתאר של כף הרגל.
ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פציעות, חבלות בחלק הקדמי של כף הרגל. ניתוח osteotomy בקדמת כף הרגל.

מידת נעל	קוד ירפ"א
33-35	2418
36-38	2554
39-41	2556
42-44	10102
45-47	2752

מק"ט 930140



Heel Relief Shoe

נעל אורתופדית לאחר ניתוח- לריפוי פצע עם הגבהה אחורית

נעל אורתופדית להקלה ושחרור של העקב. הקצה של הנעל באזור העקב קעור (שקוע) כדי למנוע לחץ באזור העקב. המבנה המיוחד של הנעל מפנה את העומס והלחץ לכיוון החלק האמצעי והקדמי של כף הרגל ותורם לשיפור היציבות בזמן ההליכה. הנעל עשויה מחומר נושם ומרופד ,בעלת סולייה למניעת החלקה. סוליית הגומי האיכותית מתאימה עצמה לקווי המתאר של כף הרגל.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פציעות, חבלות בחלק האחורי של כף הרגל.

מידת נעל	קוד ירפ"א
35-37	10122
38-40	2813
41-43	2816
44-46	10123

מק"ט 930160



מק"ט DJO79-901



Post-Op Shoe

פרוקר נעל לאחר ניתוח

נעל לאחר ניתוח, בעלת סולית רוקר קשיחה ועקב המתאים לקווי המתאר של כף הרגל. לשון הנעל מספקת הגנה ותורמת לתחושת הנוחות. עשויה מחומר מוקצף עם שכבת ניילון ובטנת טריקו.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים בכף הרגל, פצעים, רגל חבושה.

מידה	מידת נעל גבר	מידת נעל אישה
XS	37-39	עד 34
S	39-43	34-36
M	43-45	36-39
L	45-47	39-42
XL	מ 47	

PROCARE

מק"ט DJO79-8151



Off-Loading Diabetic Shoe

פרוקר נעל סכרת

נעל לסכרתיים, עיצוב ייחודי המיועד להורדת הלחץ ולהקלה בזמן הטיפול במקרים של כיבים/ פצעים בכף הרגל. מבנה הנעל מרובע ומרווח במיוחד, מאפשר שימוש בנעל גם כשהרגל חבושה ומבטיח נעילה קלה ונוחה. הנעל מגיעה עם כיסוי נשלף ועמיד בחלקה הקדמי, להגנה על החלק הקדמי של כף הרגל. ניתן להסיר את הכיסוי בקלות ולאפשר טיפול וגישה נוחה לאזור הפגוע. הנעל מעוצבת כמקשה אחת, ללא תפרים, למניעת גירוי, קילוף והחמרה באזור הפגוע. מדרס קצפי בעל 3 שכבות, בנוי בצורת קוביות הניתנות להוצאה בהתאם לצורך, על מנת לשחרר את הלחץ הנקודתי מאזור הכיב/ פצע. הנעל מתאימה לרגל ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר: נעל לסכרתיים הסובלים מפצעים/ כיבים, רגל חבושה.

מידה	מידת נעל
S	עד 39
M	39-42
L	42-46
XL	מ 46

PROCARE

מק"ט BEBAX



Correction orthosis- Foot Shoes

נעל לתיקון עיוות בכף הרגל

נעלי BEBAX האורטופדיות, נועדו לטיפול בתינוקות הסובלים ממטטרסוס וארוס/אדוקטוס MTA, קלאב פוט (clubfoot). הנעליים הינן סד, עשוי עור , שני מבנים פנימיים עם פלסטיק היצוק בהזרקה, ריפוד וחיבור ע"י ציר רב כיווני. הנעל תורמת למיצוב נכון של כף הרגל, לתיקון הדרגתי של העיוות בכל הממדים.

מידה (ס"מ)	ירפ"א ימין	ירפ"א שמאל
7.5	10946	10897
8	10998	10997
8.5	2989	2983
9	3041	3036
9.5	3121	3103
10	3131	3123

מידה (ס"מ)	ירפ"א ימין	ירפ"א שמאל
10.5	10794	10790
11.5	10796	10795
12.5	10862	10861
13.5	10894	10872
14.5	3230	3133
15.5	3237	3233
16.5	3245	3239

PRIM

מק"ט Tibax



Correction orthosis

נעל לתיקון ציר הליכה

מיועד לטיפול בתינוקות אשר נולדו עם סטיות סיבוביות בגפיים תחתונות (כגון: Clubfoot, tibial rotation, valgus of the knee)


מטרת הטיפול - תיקון העיוות בכף הרגל, כך שתתקבל צורה דומה ככל האפשר לכף רגל תקינה.

אנא ציין מידת נעליים.

מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	3248

PRIM

מק"ט P433



Insoles with Metatarsal pad

מדרס סיליקון מוכן עם נקודות מחוברות

רפידות בעלות שתי שכבות עם צפיפות שונה, הרפידות פותחו כדי לשפר את הספיגה/בלימת הזעזועים בזמן ההליכה. בזכות העיצוב המיוחד- השכבות הכפולות הן מספקות הקלה ונוחות לרגליים עייפות, חלשות או רגישות.
הרפידות מפחיתות את הלחץ מאזור העקב ותומכות באזור העקב וראשי מטאטארסל (קשת רוחבית).

ייעוד המוצר: נוחות, מטטארסלגיה, דלקת בפסיה, הפלנטרית, דורבן, תמיכה בקשת רוחבית, בלימת זעזועים, כאבים.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א
S	35-37	10723
M	38-40	10759
L	41-43	10788
XL	44-46	10789

PRIM

מק"ט 930070



Silicone Heel Spur Cushion with SoftSpot

עקב סיליקון עם כרית ונקודה כחולה

זוג כריות סיליקון לעקב עם SoftSpot (נק' כחולה). מעוצבות בצורה אנטומית עם ריפוד רך באזור העקב. טכנולוגיית ה SoftSpot לשחרור לחץ באזור הכאב. משפיע ביעילות על הורדת העומס מהקרסול, ברכיים, מפרק הירך ועמוד השדרה. עם הגבהה לתמיכה היקפית (גובה 6 מ"מ).

ייעוד המוצר: דלקת בפסיה הפלנטרית, מתיחה של גיד אכילס, דורבן, כאבים בעקב, בלימת זעזועים.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א
S	עד 38	44667
M	39-42	44668
L	43-46	44669

bort BORT MEDICAL

מק"ט CPF-1201



Silicone Heel Cups

עקב סיליקון עם נקודה כחולה + תומך

זוג עקבי סיליקון עם נק' כחולה לתמיכה והקלה. לשחרור לחץ באזור הכאב. עם הגבהה לתמיכה היקפית. משפיע על הורדת העומס מהקרסול, ברכיים, מפרק הירך ועמוד השדרה.

ייעוד המוצר: דלקת בפסיה הפלנטרית, דורבן, כאבים בעקב.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א
S	35-37	32317
M	38-40	32318
L	41-43	32319
XL	44-46	16095

מק"ט DJO79-8110



Silicone Heel Cups

פרוקר עקב נק' כחולה

זוג עקבי סיליקון וג'ל עם נק' כחולה לנוחות, תמיכה והקלה. למתן לחץ/ שחרור באזור הכאב.

ייעוד המוצר: דלקת בפסיה הפלנטרית, דורבן, כאבים בעקב.

מידה	מידת נעל
XS	עד 36
S/M	36-41
L/XL	מ 41

PROCARE

מק"ט CPF-1205



Silicone Heel Pads

עקב סיליקון

עקבי סיליקון לנוחות, בלימת זעזועים, ריכוך ולמניעת כאבים.

ייעוד המוצר: תמיכה, כאבים בעקב.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א
S	35-37	25679
M	38-40	25691
L	41-46	25692

מק"ט CPF-1001



Silicone Metatarsal Insoles

רפידות סיליקון + תמיכה במטאטארסל

רפידות סיליקון בעלות עיצוב ארגונומי למתן נוחות, בלימת זעזועים ותמיכה במטאטארסל (קשת רוחבית).

ייעוד המוצר: נוחות, מטטארסלגיה, תמיכה בקשת רוחבית, בלימת זעזועים, כאבים.

מידת נעל	קוד ירפ"א
38-39	32320
40-41	32321
42-43	32322
44-45	32323
45-46	32324

מק"ט CPF-1004



Silicone Insoles

מדרס סיליקון מוכן בלי נקודות מחוברות

רפידות סיליקון בעלות עיצוב ארגונומי למתן נוחות מרבית, הקלה על כאב, ושמירה על כפות הרגליים.

ייעוד המוצר: נוחות, תמיכה, בלימת זעזועים, כאבים.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א
XS	37-38	3724
S	39-40	3725
M	41-42	30365
L	43-44	30385
XL	45-46	30401

מק"ט 22795



Dura-Soles

מדרס עמיד במיוחד

- מדרס עמיד במיוחד, פותח עבור חיילים בצבא האמריקאי
- שכבת בד עליונה עם כיסוי ניילון- לבידוד ועמידות.
- תמיכה בקשת הקדמית- לנוחות ומניעת עייפות.
- גימור כסף - * אנטימיקרוביאלי * מונע ריחות *
- 100% מיוצר ב USA

קוד ירפ"א	21128

מק"ט 2009-2010



Flat-Fix

מדרס מיוחד ל"רגל שטוחה"

- מספק תמיכה בקשת לאנשים עם בעיית "העדר קשת אורכית"- לתיקון "רגל שטוחה"- Flat feet
- המדרס תורם להליכה גבוה ונוחה, תומך בקשת , בעל ריפוד ותמיכה נוספת גם בחלק של העקב.
- חומר מוקצף בעל "זכרון" להתאמה מקסימאלית לכף הרגל
- עקב נדנדה- סופג ובולם זעזועים
- שכבה נוספת להגנה על עקב רגיש/ רגישות בגיד האכילס

מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	2010	21079
גברים	2009	20937

PROFOOT

מק"ט 2021-2022



Triad Orthotic

3 מוקדי תמיכה- עקב, קשת וכרית כף הרגל

- תומך ומקל על האזורים הרגישים והכואבים בכף הרגל: כרית כף הרגל | עקב | קשת
- תורם להורדת העומס ולהקלה על כאבי: ברכיים, רגליים והגב
- מדרס -3/4 מאפשר חופש תנועה באצבעות
- שכבת Ultra-Fresh הגנה מפני ריחות
- בולם זעזועים
- אלגנטי, מתאים לנעלי נשים.
- זוג אחד- מתאים להכל

מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	2021	21122
גברים	2022	21123

PROFOOT

מק"ט 2090-2091



Ultra Gel

מדרס ג'ל

- שתי שכבות ג'ל למתן נוחות מרבית ואנרגיה.
- מונע ומקל במקרים של עייפות, חולשה, כאבים.
- המדרס מעניק תמיכה ויציבות.
- האזור האדום תוכנן במיוחד לתמוך בעקב ובקשת במנח בריא ויציב ומסייע במניעת הסכנה של פציעה/ דריכה במנח לא נכון.
- מתאים לכל סוגי הנעליים.

מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	2090	21176
גברים	2091	21299

PROFOOT

Custom Insole

מדרס בהתאמה אישית

- עיצוב מיוחד של קצף- Vita-foam™ מתאים עצמו החל מהנעילה הראשונית ע"פ המבנה של כף הרגל.
- בנוי מ 3 שכבות המותאמות לכף הרגל למתן נוחות מקסימאלית ותמיכה באזור הקשת, העקב, ולאורך כף הרגל.
- עוצב על מנת להקל על בעיות כף רגל רבות, כגון: פרונציה, סופינציה, עייפות, כאבים בעקב ועוד.
- קל מאוד ונוח להתאמה בכל סוגי הנעליים כמעט.

PROFOOT

מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	2008	21327
גברים	2007	21300

מק"ט 2007-2008



Double Cushion Insole

רפידות נוחות

- תורם לנוחות ולהתאמה מרבית של כף הרגל בנעל
- מכפיל את עובי הרפידות של הנעל.
- בנוי משתי שכבות לעמידות גבוהה יותר, לא נקרע/ מתקמט
- האזור האדום תוכנן במיוחד לתמוך בעקב ובקשת במנח בריא ויציב ומסייע במניעת הסכנה של פציעה/ דריכה במנח לא נכון
- מתאים לכל סוגי הנעליים

PROFOOT

מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	8021	21405
גברים	8020	21399

מק"ט 8020-8021



Foam Cushioning Insoles

רפידות לבלימת זעזועים ונוחות מרבית

רפידות העשויות מחומר מוקצף מכוסה בשכבת בד, החומר המוקצף מקנה נוחות מרבית ובלימת זעזועים. ניתן לגזור ע"פ המידה הרצויה.

ייעוד המוצר: נוחות, תמיכה, כאבים, בלימת זעזועים.

FORTUNA®

מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	84526

מק"ט FT-1281

מק"ט FT-1282



Foam Sport Insoles

רפידות לספורט

רפידות הספורט אידיאליות לספורט/ פעילות אקטיבית. הרפידות עשויות משלוש שכבות: בחלק העליון - חומר מכוסה במגבת לספיגה של הזיעה ומגע נעים ונוח. שכבה אמצעית - עשויה מפחם לנטרול ריחות והשכבה התחתונה - לבלימת זעזועים.
ניתן לגזור ע"פ המידה הרצויה.

ייעוד המוצר: פעילות אקטיבית, נוחות, בלימת זעזועים, נטרול ריח.

FORTUNA®

מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	84527

מק"ט FT- 1285



Foam Ultra Fresh Insoles

רפידות למניעת ריח/ רענון

רפידות אנטי ריח מבד רך במיוחד המכיל פחם לנטרול ריחות זיעה. חורי האוורור ברפידות תורמות לכך שכף הרגל תישאר מאווררת לאורך זמן. ניתן לגזור ע"פ המידה הרצויה.

ייעוד המוצר: נטרול ריחות.

FORTUNA®

מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	84530

מק"ט 107010



PediSoft® Toe Spreader

מפריד בוהן

מפריד עבה, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מתאים לשימוש בין בהונות 1 ו-2. החומר בעל "זיכרון"- מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת Malunion, Hallux Valgus , Mortons Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בין האצבעות. הקלה על כאבים ודירוד החלמה.

BORT MEDICAL

מידה	קוד ירפ"א
S	49918
L	49916

מק"ט 107630



PediSoft® Toe Spreader With Ring

מפריד בוהן + טבעת

מפריד עבה עם טבעת, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. לשימוש בין האצבעות. הטבעת מבטיחה אחיזה טובה יותר ונוחות מרבית. אזור הטבעת מכיל סיבי בד המחזקים אותה ומבטיחים עמידות. החומר בעל "זיכרון"- מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת Malunion, Hallux Valgus , Mortons Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בין האצבעות. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

מידה	קוד ירפ"א
S	49941
L	49937

מק"ט 107020



PediSoft® Toe Seperator

מפריד אצבעות

מפריד דק, עשוי מסיליקון/ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. לשימוש בין האצבעות. החומר בעל "זיכרון"- מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת Malunion, Hallux Valgus , Mortons Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בין האצבעות. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

מידה	קוד ירפ"א
S	49921
L	49920

מק"ט 107030



PediSoft® Bunion Shield

בוניון

מגן בוניון , עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מתלבש סביב בהן 1 בעזרת טבעת סיליקון מחוזקת בסיבי בד להגברת העמידות. מרחיק את האזור הפגוע מהנעל ובכך מונע חיכוך ומגן על האזור. החומר בעל "זיכרון"- מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: Bunion , Hallux Valgus, נפיחות וגירוי באזור, הקלה ומניעת שפשופים, יבלות ופצעים. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	30346

PediSoft Toe Spreader with Bunion Protection

מק"ט 107140



מפריד אצבע + מגן בוניון

מפריד עבה לאצבע + מגן בוניון , עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מרחיק את האזור הפגוע מהנעל ובכך מונע חיכוך ומגן על האזור. החומר בעל "זיכרון"- מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: Bunion , Hallux Valgus, נפיחות וגירוי באזור, מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת Malunion, Mortons Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים, הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	56011

BORT PediSoft® Silicone Ring

מק"ט 107060



טבעת סיליקון לאצבע

שרוול סיליקון קצר לאצבע. עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מגן על האצבע ומונע חיכוך ולחץ. החומר בעל "זיכרון"- מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים. עיוותים באצבעות (Hammer Toe, Mallet Toe) מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, שמירה על חום, קומפרסיה, הקלה על כאבים וזירוז החלמה .

מידה	קוטר בס"מ	קוד ירפ"א
S	12	49925
L	15	49923

PediSoft® Toe Cushion

מק"ט 107100



כרית בהונות "בננה"

כרית סיליקון מעוגלת היושבת מתחת לאצבעות כף הרגל. מוחזקת במקום בעזרת טבעת בד חזקה המולבשת על אחת האצבעות. עשויה מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. משמשת לספיגת זעזועים, מניעת חיכוכים, פיזור הלחץ בנשיאת המשקל, הפחתת עומס מראשי MT. החומר בעל "זיכרון"- מתאים עצמו לקווי המתאר וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: פריקות ונקעים בבהונות, Hammer Toe, Mallet Toe Metatar-salgia , הפחתת לחץ על קצה האצבע, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בתחתית האצבעות. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

צד	קוד ירפ"א
ימין	49932
שמאל	49931

PediSoft® TexLine Tube Bandage

מק"ט 137060



שרוול מרופד

שרוול TexLine סיליקון משולב עם בד. ארוך- ניתן לגזור ולהתאים ע"פ האורך הרצוי. אלסטי- נמתח ומתאים לכל האצבעות. מגן על האצבע ומונע חיכוך ולחץ. חומר עמיד, לשימוש רב פעמי. ניתן לכבס במכונת כביסה (30°C) היגייני, ידידותי לעור. נעים למגע ונוח בזכות שכבת הבד. החומר בעל "זכרון"- מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש.

ייעוד המוצר: הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים. עיוותים באצבעות (Hammer Toe, Mallet Toe) מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, שמירה על חום, קומפרסיה, הקלה על כאבים וזירוז החלמה .

מידה	קוטר בס"מ	קוד ירפ"א
S	12	49952
L	15	49951

PediSoft® TexLine Toe/Finger Cap

מק"ט 137050



אצבעון מרופד

שרוול סגור בקצה (אצבעון) TexLine סיליקון משולב עם בד. ארוך- ניתן לגזור ולהתאים ע"פ האורך הרצוי. אלסטי- נמתח ומתאים לכל האצבעות. מגן על האצבע והציפורן ומונע חיכוך ולחץ. חומר עמיד, לשימוש רב פעמי. ניתן לכבס במכונת כביסה (30°C) היגייני, ידידותי לעור. נעים למגע ונוח בזכות שכבת הבד. החומר בעל "זכרון"- מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש.

ייעוד המוצר: הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים. עיוותים באצבעות (Hammer Toe, Mallet Toe) מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, שמירה על חום, קומפרסיה, הקלה על כאבים וזירוז החלמה .

מידה	קוטר בס"מ	קוד ירפ"א
S	15	49950
M	20	49949
L	25	49943

BORT Valco® Hallux Valgus Splint

מק"ט 930010



סד לילה ליישור בוהן

סד לילה ליישור בוהן Hallux Valgus עשוי פלסטיק, ריפוד מחומר מוקצף לאורך כל הסד להבטחת נוחות מרבית. מותאם אנטומית, מתקן את עיוות הבוהן כלפי חוץ. נוח וקל. ניתן להתאים את מידת התיקון בצורה עצמאית וקלה בזכות רצועות הוולקרו תוך שמירת המיקום האופטימאלי של הסד. חור לאוורור באזור הבוהן למניעת הצטברות חום ולכלוך.

ייעוד המוצר: Hallux Valgus, טיפול שמרני או טיפול משלים לאחר ניתוח.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א ימין	קוד ירפ"א שמאל
S	עד 38	49959	49957
M	38-41	49956	49955
L	מ 41	49954	49953

Hallufix Bunion Aid

מק"ט DJO82-03H



סד ליישור הבוהן

Hallufix- סד דינמי, גמיש בעל רצועות מתכווננות וכרית ג'ל התורמת למניעת חיכוך, פיזור הלחץ, מתן נוחות והגנה על הרקמות.
הסד תורם לתיקון העיוות של הבוהן כלפי חוץ (Hallux Valgus), פיזור הלחץ, הקלה על הכאב ותמיכה. ניתן להתאים את מידת התיקון בצורה עצמאית וקלה בזכות מערכת רצועות כפולה תוך שמירת המיקום האופטימאלי של הסד.
הסד מונע החמרה, מפחית את הצורך בניתוח ו/או כטיפול משלים לאחר ניתוח.
ה -Hallufix מגובה במחקרים קליניים, מוגן בפטנט אשר זכה בפרסים רבים בזכות העיצוב הייחודי, מיוצר בגרמניה.

ייעוד המוצר: תיקון העיוות של הבוהן כלפי חוץ (Hallux Valgus), Gait , הגנה, טיפול שמרני או טיפול משלים לאחר ניתוח, מותאם לשימוש ביום ובלילה.

מידה: אוניברסלי, מתאים לרגל ימין ושמאל
82-03H - מידה אוניברסלית

AIRCAST

Mallet Finger Splint

מק"ט E-FS006



סד לאצבע

סד לאצבע, עשוי מפלסטיק קשיח באיכות גבוהה, עם אוורור לנוחות מרבית. (יחידה).

ייעוד המוצר: לקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, קרע בגיד מיישר, חבלה, כאב.

מידה	קוד ירפ"א
1	25482
2	25483
3	25484
4	25485
5	25486
5.5	25487
6	25488
7	1400

elife

Baseball Finger Splint

מק"ט CPO-4406



סד לאצבע

סד לאצבע, עשוי מאלומיניום עם ריפוד, להלבשה והסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב וקיבוע האצבע, לאחר שבר, קרע בגיד, נקע, חבלה, כאב.

מידה	קוד ירפ"א
S	25739
M	25740
L	25741

Einice Med®

מק"ט CPO-4405



Frog finger Splint

סד לאצבע "צפרדע"

סד לאצבע "צפרדע", עשוי מאלומיניום עם ריפוד, להלבשה והסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב וקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, חבלה, כאב.

מידה	קוד ירפ"א
S	25742
M	25745
L	25747

מק"ט CPO-4401



Curved Finger Splint

סד לאצבע מעוקל

סד לאצבע מעוקל, עשוי מאלומיניום עם ריפוד, להלבשה והסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב וקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, חבלה, כאב.

מידה	קוד ירפ"א
S	25719
M	25721
L	25724

מק"ט CPO-4403



Fold-over Finger Splint

סד לאצבע דו-צדדי

סד לאצבע דו צדדי, עשוי מאלומיניום עם ריפוד, להלבשה והסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב וקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, חבלה, כאב.

מידה	קוד ירפ"א
S	25727
M	25732
L	25738