מק"ט DJO11-144



Armor FourcePoint™

מייצב ברך ארמור קשיח - לקרע ברצועות

מייצב ברך בעל עיצוב חדשני ע"פ שיטת "4 נקודות האחיזה", מסגרת אלומיניום איכותית קלה, גמישה וחזקה ופלטת מתכת חיצונית להגנה וחיזוק נוסף, עמיד וקשיח. ציר FourcePoint - ציר מיוחד מספק התנגדות מתגברת בשלבי היישור האחרונים של הברך, להגנה מפציעה חוזרת. זוויות מיוחדות מותאמות למבנה האנטומי של הירך והברך לנוחות מרבית. אידיאלי לפעילות ספורטיבית (אופנועים, סקי ועוד) בזכות המסגרת העמידה. להגנה על הרצועה הצולבת הקדמית. ניתן לבצע הזמנה מיוחדת/מותאמת אישית ולבחור את סוג הציר, הצבע, מידות מיוחדות, גובה וכו'.

ייעוד המוצר: פציעות בינוניות עד קשות ברצועות הברך (ACL, PCL, MCL, LCL), חוסר יציבות כרונית.

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59	38-43	40-47
XL	59-67	43-48	47-51
XXL	67-75	48-53	51-56
XXXL	75-81	56-61	53-58

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/שמאל

מק"ט DJO11-025



FullForce™

מייצב ברך פולפורס קשיח לקרע ברצועות

מייצב ברך בעל עיצוב חדשני, ע"פ שיטת "4 נקודות האחיזה", עשוי מאלומיניום איכותי, קל במיוחד, גמיש, בעל מסגרת מתכוננת מותאמת אישית, נוח ללבישה. ציר FourcePoint - ציר מיוחד המספק התנגדות מתגברת לקראת סוף טווח היישור בברך ומסייע בהגנה מפציעה חוזרת . זוויות מיוחדות מותאמות למבנה האנטומי של הירך והברך לנוחות מרבית. אידיאלי לאורח חיים ספורטיבי ולפעילויות יום יומית.

ייעוד המוצר: פציעות בינוניות עד קשות ברצועות הברך (ACL, MCL & LCL).

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59	38-43	40-47
XL	59-67	43-48	47-51
XXL	67-75	48-53	51-56
XXXL	75-81	56-61	53-58

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/שמאל

מק"ט DJO11-04



Legend™

מייצב ברך לג'נד קשיח לקרע ברצועות

מייצב ברך, עם טכנולוגיית "4 נקודות האחיזה", עשוי מאלומיניום איכותי, מכוסה בכיסוי פולימרי העמיד למים ולמלחים ולכן מתאים גם לפעילות בים/מים מתוקים. מגיע ב 7 מידות שונות, להתאמה מרבית. מגיע עם סט נוסף של ריפוד הניתן להסרה/החלפה, רפידות אוורירויות למתן נוחות והתאמה נוספת. שנה אחריות על המסגרת והציר. ניתן לכוון בזויות של:

Extension: 0°, 10°, 20°, 30° and 40°

Flexion: 45°, 60°, 75° and 90°

ייעוד המוצר: פציעות בינוניות עד קשות ברצועות הברך (ACL, MCL & LCL).

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59	38-43	40-47
XL	59-67	43-48	47-51
XXL	67-75	48-53	51-56
XXXL	75-81	56-61	53-58

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/שמאל ולאיזו רצועה (ACL/PCL/CI)

ברך/שוק/ירך קרעים ברצועות

ACL Everyday

מק"ט DJO11-160



מייצב ברך יומיומי לחוסר יציבות

מייצב הברך Everyday הינו מייצב הברך הנוח ביותר לשימוש, קל במיוחד (425 גר'), קצר (33 ס"מ), אידיאלי לשימוש יומיומי.
מספק תמיכה מושלמת לפעילות יומיומית, ספורטיבית קלה. בעל טכנולוגיית 4 נקודות האחיזה, פרופיל נמוך, מסגרת אלומינים איכותית, מבנה ארגונומי והתאמה למבנה האנטומי של הרגל, להבטחת נוחות מרבית. רצועות היפואלרגניות, מעצור רך לבלימת זעזועים בסוף טווחי התנועה. שליטה בכיפוף וביישור. שנה אחריות על המסגרת והציר.

ייעוד המוצר: לפציעות בינוניות, חוסר יציבות, קרע ברצועות (ACL/MCL/LCL)

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59	38-43	40-47
XL	59-67	43-48	47-51
XXL	67-75	48-53	51-56
XXXL	75-81	56-61	53-58

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/שמאל

Playmaker II

מק"ט DJO11-349



מייצב ברך לאי יציבות קלה

מייצב הברך Playmaker הינו הדגם המשופר של Playmaker brace האמין והמוכר. אריג ה- Hi10 החדשני, מבטיח התאמה ונוחות מרבית. עוצב במיוחד למתן תמיכה במקרים של חוסר יציבות קלה, בהם אין צורך בסד אשר מגביל את התנועה יתר על המידה. הוא עשוי מבד אווירי, אלסטי, נושם ועמיד במיוחד. מספק יציבות ותמיכה מושלמת לפעילות יומיומית, ספורטיבית, ותורם להגנה ולמניעת פציעות. בעל מבנה ארגונומי והתאמה למבנה האנטומי של הרגל, רצועות מובנות בחלק העליון והתחתון למתיחה והתאמה קלה ומהירה. ציר ה DIII של Donjoy מבטיח שליטה על טווח התנועה הרצוי (ROM). זמין כדגם המותאם בכריכה/בלבישה רגילה.

ייעוד המוצר: לפציעות קלות, חוסר יציבות, הגנה ומניעה של פציעות במהלך פעילות, פגיעה קלה-בינונית ברצועות (ACL/MCL/LCL).

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59.5	38-43	40 45-
XL	59.5-67	43-48	45-50
XXL	67-75	48-53	50-55
XXXL	75-83	53-58	55-60

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

GenuXpress

מק"ט 100700



גנואקספרס עם ROM

מקבע ברך מתקדם, ייצוב אופטימאלי על פי העיקרון של "4 נקודות האחיזה". חומר קשיח, חזק וקל במיוחד. ציר חד ממדי, התאמה נוחה וקלה. ניתן להתאמה לדרגות חופש שונות של כיפוף ויישור. קיבוע מלא, ניתן לשנות את הזווית ע"פ הצורך.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, קרעים ברצועות צולבות, קיבוע לאחר ניתוחים.

יש למדוד לרוחבה של הברך

מידה	רוחב הברך ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	8.5-9.5	44844	44859
M	9.5-10.5	44851	44861
L	10.5-11.5	44853	44863
XL	11.5-12.5	44854	44864

ברך/שוק/ירך קרעים ברצועות | OA

מק"ט E- KN034



Functional Knee Brace

מייצב ברך לקרע ברצועות צידיות ו/או צולבות

מקבע ברך על פי העיקרון של ארבע "נקודות האחיזה". ציר פוליצנטרי, ניתן להתאמה לדרגות חופש שונות של כיפוף ויישור extension: 0°, 10°, 20°,30°.
וב flexion: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°
חומר קשיח, חזק וקל במיוחד. התאמה נוחה וקלה, ניתן לבצע פעילות גופנית מתונה.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, קרעים ברצועות צולבות, (ACL, PCL), קרעים ברצועות קולאטרליות (MCL, LCL) קיבוע לאחר ניתוחים.

מידה	היקף הירך ס"מ	היקף השוק ס"מ	קוד ירך"א ימין	קוד ירך"א שמאל
S	39-47	29-37	3523	3557
M	47-53.5	37-43	3524	3657
L	53.5-60	43-50	3526	3671
XL	60-67	50-57	3528	3672

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/ שמאל

מק"ט DJO11-121



OA Nano™

ברכיית נאנו ל OA

המקבע מיוצר מ- Nano MAG™ - חומר קל וחדשני, ולכן הוא מקבע הברך הקל ביותר בעולם. (402 גרם) לטיפול בOA - דלקות פרקים. בזכות השימוש בטכנולוגיית "3 נקודות אחיזה" לשחרור הלחץ, ניתן להעביר את העומס מהאזור הפגוע לאזור הבריא , הצד הפגוע נתמך ללא הפעלת לחץ עליו. מסגרת המגנזיום הגמישה, מאפשרת התאמה אישית ונוחות מרבית. שילוב פטנט " 4 נקודות האחיזה" במסגרת המקבע, מספקת הגנה נוספת לרצועות. העיצוב המיוחד של הזוויות, מותאם לקווי המתאר של הרגל ותורם לשיפור האחיזה גם בזמן פעילות. התאמה נוחה וקלה של הציר המתכוונן בזכות מפתח המגיע עם המקבע. הקלות והנוחות שהמקבע מקנה מאפשרת המשך של אורח חיים רגיל וספורטיבי, ללא הגבלה בתנועה גם בזמן השימוש במקבע.

ייעוד המוצר: דלקת פרקים קלה עד בינונית OA.

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	25-30
S	39-47	30-35
M	47-53	35-40
L	53-59	40 -47
XL	59-67	47-51
XXL	67-75	51-56
XXXL	75-81	53-58.5

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/ שמאל Medial/Lateral

מק"ט DJO11-133/4



OA Everyday™

ברכיית אברידיי ל OA

מקבע הברך OA Everyday™ הינו המקבע הנוח ביותר של Donjoy לשימוש יומיומי. מיועד לטיפול בOA - דלקת פרקים. המקבע תורם לשחרור הלחץ והעומס מהאזור הפגוע לאזור הבריא ומקל על הכאב. הצד הפגוע נתמך ללא הפעלת לחץ עליו . פד מתכוונן לתיקון של עד 6° , מאפשר למטופל להתאים את מידת העומס ע"פ רמת הפעילות. האבזמים מותאמים לסגירה ולשחרור קל ומהיר. המייצב קצר (12.5") וקל (475 גרם). הנוחות שהמקבע מקנה מאפשרת המשך של אורח חיים רגיל ,עם הגבלת תנועה מינימאלית.

ייעוד המוצר: דלקת פרקים קלה עד בינונית OA.

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	25-30
S	39-47	30-35
M	47-53	35-40
L	53-59.5	40 -47
XL	59.5-67	47-51
XXL	67-75	51-56
XXXL	75-81	53-58.5

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/ שמאל Medial/ Lateral

ברך/שוק/ירך מקבע POST- OP

מק"ט DJO11-2151-9



X-Act ROM Knee

מקבע ברך פרמיום

מקבע הברך הטלסקופי החדש של Donjoy, מאפשר רמת תפקוד גבוה ותורם להחלמה מהירה לאחר ניתוחים, בזכות השילוב בין נוחות והתאמה מרבית למבנה האנטומי של הרגל. המקבע קל ביותר,נוח ללבישה,ומאפשר טווח תנועה מוגן בהתאם לרמת ההחלמה של המטופל. התאמת המקבע נעשת בקלות סביב הרגל הפגועה, באמצעות סוגרי קליפ איכותיים וקלים לתפעול. כל ארבעת הרצועות ניתנות להזזה ולמיקום ע"פ הנוחות והצורך של המטופל, למניעת מגע וחיכוך עם החלק הפגוע/ המנותח. הריפוד בחלק הפנימי של המקבע, הבא במגע עם הרגל, איכותי ונעים במיוחד, תורם לנוחות ומונע החלקה של המקבע. מקבע אוניברסלי, טלסקופי- ניתן לקבוע את האורך ע"פ הצורך (מ 48 ס"מ ועד ל 63.5 ס"מ).

ניתן לקבוע את טווח התנועה ע"פ שלבי ההחלמה והוראות הרופא :
extension :10°- 90° / flexion :10° - 120°
מנגנון נעילה קל ומהיר ב °0,°15,°30.

ייעוד המוצר: הגנה לאחר ניתוחים, קיבוע.

מידות: אוניברסלי (מתאים להיקף ירך של עד 71 ס"מ).

מק"ט DJO11-2161-9



X-Act ROM Lite

מקבע ברך קל

מקבע הברך הטלסקופי Lite פשוט וחכם, קל ונוח לשימוש. כולל ריפוד הקפי של המסגרת והרצועות, למניעת חיכוך. מערכת רצועות להתאמה וסגירה נוחה ומהירה, ניתן לחתוך את הרצועות בהתאם להיקף הרגל. ציר עמיד, טלסקופי, הניתן להתאמה ע"פ המידות והצרכים של המטופל לייצוב וקיבוע. מאפשר רמת תפקוד גבוה ותורם להחלמה מהירה לאחר ניתוחים, בזכות השילוב בין נוחות והתאמה מרבית למבנה האנטומי של הרגל. מקבע אוניברסלי, טלסקופי- ניתן לקבוע את האורך ע"פ הצורך (מ 46 ס"מ ועד ל 65 ס"מ). מאפשר טווח תנועה מוגן בהתאם לרמת ההחלמה של המטופל, ניתן לקבוע את טווח התנועה ע"פ הוראות הרופא:
extension :10°- 90° / flexion :10° - 120°.

ייעוד המוצר: הגנה לאחר ניתוחים, קיבוע.

מידות: אוניברסלי (מתאים להיקף ירך של עד 76 ס"מ).

מק"ט DJO79-94040



KneeRanger® Lite

פרוקר מקבע ברך עם ציר POST- OP

מקבע ברך אוניברסלי, קל, נוח ואיכותי. מותאם לאקלים החם בזכות הרצועות הצרות אשר חובקות את הרגל (ללא כיסוי מלא). רצועה מרופדת סביב הציר, לנוחות מרבית.
מאפשר טווח תנועה מוגן בהתאם לרמת ההחלמה של המטופל, ניתן לקבוע את טווח התנועה ע"פ הוראות הרופא

extension : 0°- 70° / flexion : 0° - 120°

אורך 61 ס"מ.

ייעוד המוצר: הגנה לאחר ניתוחים, קיבוע.

מידות: אוניברסלי (מתאים להיקף ירך של עד 79 ס"מ).

מק"ט KN096



Post OP Knee Brace

מקבע ברך טלסקופי לאחר ניתוח

מקבע ברך מתקדם, טלסקופי. ייצוב אופטימאלי ,חומר קשיח, חזק וקל במיוחד. ציר חד ממדי, התאמה נוחה וקלה באמצעות רצועות מרופדות וחזקות המונעות סטייה פנימה/ החוצה. התאמה אופטימאלית באמצעות ROM מתכוונן קל ונוח מאוד לשימוש, ניתן לכוון בזויות של:

Extension: 0 °, 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 75 °, 90 °

Flexion: 0 °, 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 75 °, 90 °, 105 °, 120 °

קיבוע: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

ניתן לקבוע את האורך בין 19 אינצ' ל 27 אינצ'

ניתן ללבוש מעל או מתחת למכנס.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר ניתוח, פציעות חמורות, קרעים ברצועות.

מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	20912

מק"ט E-KN059



ROM Hinged Knee Support

מקבע ברך ארוך עם צירים

מקבע ברך מנאופרן עם בטנת ניילון לחימום והגברה של זרימת דם. פיקה פתוחה להפחתת לחץ ושמירת הפיקה במקומה. מרופד במיוחד למתן נוחות מרבית. התאמה אופטימאלית באמצעות ROM מתכוונן. ניתן לקבע בזויות של 0°, 15°, 30°, 60°, 90° , נסגר בכריכה.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, קרעים ברצועות צולבות, קיבוע לאחר ניתוחים.

מידה	היקף שוק ס"מ	היקף ירך ס"מ	קוד ירפ"א
S	29-37	39-47	46519
M	37-43	47-53.5	46520
L	43-50	53.5-60	46521
XL	50-57	60-67	46522
XXL	57-62	67-72.5	46523

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

מק"ט DJO79-80



3-Panel Knee Splint

פרוקר מקבע ברך 3 חלקים

מקבע ברך לאחר ניתוח. מעוצב מ 3 חלקים. קל ונוח להתאמה ולבישה בזכות 2 חלקים נפרדים לכל צד. משולב מייצב בכל צד ורצועות סגירה נוחות וקלות להתאמה מרבית, מבלי צורך לגעת באזור הפגוע/ המנותח. שלושה צירי אלומיניום בצד האחורי, לייצוב וקיבוע. סגירה קלה בזכות אבזם לולאה. מגיע עם כרית לריפוד והתאמה נוספת. גודל סטנדרטי מתאים להיקף ירך של עד 73.5 ס"מ, מידת XL מתאימה להיקף ירך של עד 91 ס"מ.

ייעוד המוצר: קיבוע הברך לאחר ניתוחים, קרעים ברצועות, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, לאחר שברים.

מידה	היקף ס"מ	אורך המקבע ס"מ
U	74	30
U	74	36
U	74	41
U	74	56
XL	91	51
XL	91	61
XL	91	56

יש למדוד כ 10 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

מק"ט DJO79-8005



Super Knee Splint

פרוקר מקבע ברך חלק 1

מקבע ברך לאחר ניתוח, מעוצב מחלק אחד למתן יציבות ועמידות. עשוי מחומר גמיש ועמיד לנוחות מרבית, עם רצועות חיזוק והתאמה וסוגר קל ונוח. מייצבים בצד הפנימי והחיצוני, ושלושה מייצבים כפולים בצד האחורי, לייצוב וקיבוע נוסף. מגיע עם כרית לריפוד והתאמה נוספת. אורך- 56 ס"מ.

ייעוד המוצר:
קיבוע הברך לאחר ניתוחים, קרעים ברצועות, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, לאחר שברים.

מידה	היקף ס"מ
Ped/XS	30-36
S	36-41
M	41-48
L	48-56
XL	56-66
XXL	66-76

PROCARE

יש למדוד כ 10 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

מק"ט 145070



Immobilization Splint Single-Piece

מקבע ברך ארוך 55 ס"מ

מקבע ברך ארוך, מעוצב מחלק אחד ליציבות מרבית. אווריר, בד מרופד, נח ונעים במיוחד, עם כרית סיליקון אנטומית בחלק הפנימי. 4 מייצבים מאלומיניום תפורים בכיס מיוחד, ניתנים להוצאה בקלות כדי לאפשר התאמה קלה ונוחה ורחיצה של המייצב. ניתן לקיבוע ב 0 או 15 מעלות כיפוף. אורך 55 ס"מ. ליציבות מקסימאלית, מונע יישור יתר.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים, קרעים ברצועות צולבות, קיבוע לאחר ניתוחים.

bort BORT MEDICAL

מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	44841

מק"ט E-KN058



Wrap Around Hinged Knee Support

מייצב ברך עם צירים

מקבע ברך חזק מנאופרן עם בטנת ניילון לחימום והגברה של זרימת דם. נסגר בכריכה להתאמה טובה ולהקלה על לבישת האביזר בזמן כאב. רצועות חיזוק מעל ומתחת לפיקה לחיזוק וקיבוע נוסף. פיקה פתוחה, מרופד במיוחד למתן נוחות מרבית. מוטות קשיחים עם ציר חד מימדי לשמירה על יציבות ומניעת יישור יתר.

ייעוד המוצר: שחיקה של מפרק הברך, קרע במיניסקוס, נקעים, קרעים ומתיחות של רצועות, חוסר יציבות בינוני- קשה, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים בינונית, גירויים לאחר ניתוח.

מידה	היקף שוק ס"מ	היקף ירך ס"מ	קוד ירפ"א
S	29-37	39-47	25489
M	37-43	47-53.5	25490
L	43-50	53.5-60	25491
XL	50-57	60-67	25492

elife orthopedic

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

ברך/שוק/ירך מקבע ברך | מגן ברך עם צירים

Knee Immobilizer

מק"ט E-KN081



מקבע ברך 24 אינצ'

מקבע ברך מעוצב מ - 3 חלקים להתאמה קלה ונוחה. בד נוח ונעים, ניתן לרחיצה, רצועות ולקרו להתאמה קלה על הגוף. ניתן לקבע בזויות של 0-20 מעלות.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, קרעים ברצועות צולבות, קיבוע לאחר ניתוחים.

מידה	היקף הברך בס"מ	קוד ירפ"א
S	33-36	25509
M	36-38	25510
L	38-41	25511
XL	41-46	25515

elife orthopedic

Stabilo® Knee Support with Articulated Joint

מק"ט 150140



ברכיה עם טבעת סיליקון וציר

ברכיה בעלת אריגה ייחודית, מוטות קשיחים מאלומיניום עם ציר כיפוף הניתן להסרה והתאמה ע"פ הזווית המבוקשת, עד יישור ומעצור בזווית 0 מעלות. 2 רצועות קשירה מעל ומתחת לברך לחיזוק ולקיבוע. טבעת סיליקון איכותית להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה , ושמירה על מסלול תנועה תקין שלה, מעטה את הרקמות. הברכיה תומכת בפעילות הרצועות ומפחיתה עומס מהמפרק, מונעת יישור יתר.

ייעוד המוצר: שחיקה של מפרק הברך, קרע במיניסקוס, נקעים, קרעים ומתיחות של רצועות, חוסר יציבות בינוני- קשה, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים בינונית, גירויים לאחר ניתוח.

מידה	היקף שוק ס"מ	היקף ירך ס"מ	קוד ירפ"א ימין	קוד ירפ"א שמאל
S	26-29	32-36	75716	75715
M	29-33	36-40	75718	75717
L	33-37	40-44	75720	75719
XL	37-41	44-48	75722	75721
XXL	41-45	52-56	75727	75723
XXXL	45-49	60-64	75729	75728

BORT MEDICAL

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/ שמאל

Aligua™ Elastic Hinged Knee

מק"ט DJOS130B



פרוקר אליגואה - ברכייה עם ציר

ברכייה מאריג אלסטי המותאם לקווי המתאר של הרגל, מוטות קשיחים דו צידיים עם ציר חד מימדי לייצוב מדיולטראלי, רצועה עליונה ותחתונה להידוק והתאמה, כרית סיליקון סביב הפטלה להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה ושמירה על מסלול תנועה תקין. הברכייה תומכת בפעילות הרצועות ומפחיתה עומס מהמפרק, מונעת יישור יתר ותנועה מדיולטראלית.

ייעוד המוצר:

שחיקה של מפרק הברך, קרע במיניסקוס, קרעים ומתיחות של רצועות, חוסר יציבות בינוני-קשה, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים, גירויים לאחר ניתוח.

מידה	היקף ירך ס"מ
Ped/0	30-34
1	35-38
2	39-42
3	43-46
4	47-49
5	50-53
6	54-57

PROCARE

יש למדוד כ 15 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

Neoprene Knee Stabilizer

מייצב ברך נאופרן עם ציר

מייצב ברך עם שני מייצבים בכל צד. עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. עם רצועות חיזוק מעל ומתחת לפיקה לחיזוק וקיבוע נוסף, פתח מרופד לפיקה.

ייעוד המוצר: פציעות מיניסקוס, חוסר יציבות, קרעים ברצועות , שחיקת סחוס, חולשה של שרירים, פציעות חמורות, דלקת פרקים, קיבוע לאחר ניתוחים.

מידה	היקף הברך בס"מ	קוד ירפ"א
S	32-36.5	84427
M	36.5-41	84428
L	41-45.5	84429
XL	45.5-50	84430

FORTUNA®

מק"ט FT-SN014



Tru-Pull Lite™

תומך לברך לשמירה על מסלול הפיקה

טכנולוגיה חדשנית מוגנת בפטנט, לתמיכה והגנה במקרים של שינוי במסלול התנועה של הפיקה, שחיקת סחוס הפיקה, חוסר יציבות ודיסלוקציה של הפיקה. רצועה דינאמית, מתפצלת, תורמת לדחיפת הפיקה למרכז ומקלה על הכאב. מערכת כפולה של מייצבים, תומכים בברך, תורמים להפחתת הכאב ולייצוב של הפיקה. רצועות תומכות באזור הירך והשוק מבטיחות התאמה נוספת, חיזוק ומניעת תזוזה. אריג חדשני, אנטימיקרוביאלי, היפואלרגני ונושם מבטיח נוחות והתאמה מרבית. מערכת של צירי פלסטיק נשלפים כלולה, להבטחת ייצוב נוסף.

ייעוד המוצר: אי יציבות של הפיקה, AKP, מפרק פיקה ירך, Runners Knee, ChondroMalacia Patella

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	25-30
S	39-47	30-35
M	47-53	35-40
L	53-59.5	40-47
XL	59.5-67	47-51
XXL	67-75	51-56
XXXL	75-81	56-58.5

DONJOY

מק"ט DJO11-026



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך, לציין ימין/ שמאל

BORT Asymmetric®

מייצב/מגן ברך לטיפול באי יציבות - פיקה

המבנה המיוחד של הברכייה תורם לחיפת הפיקה לכיוון המדיאלי ודיסטלי (דוחף את הפיקה למרכז), בזכות רצועות אלסטיות, ותמיכה של חצי טבעת סיליקון צידית. משולב מייצב אחד בכל צד, תומך בברך ומייצב אותה. הברכייה מונעת תנועה לא נכונה של הפיקה. אריגה ייחודית מאפשרת גמישות מרבית בזמן פעילות וכיפוף הברך ומבטיחה התאמה אידיאלית בכל זוויות הכיפוף, הורדת עומס והגנה על הגידים והרקמות. נקודות סיליקון בחלק העליון מונעות החלקה של הברכייה מהרגל.

ייעוד המוצר: אי יציבות של הפיקה, AKP, מפרק פיקה ירך (Patellofemoral Syndrome , Runners Knee) כאב ברך קדמי" או "כאב פטלופמורלי", סחוס פגום.

מידה	היקף שוק ס"מ	היקף ירך ס"מ	קוד ירפ"א ימין	קוד ירפ"א שמאל
S	26 - 29	32 - 36	1611	2319
M	29 - 33	36 - 40	1724	2338
L	33 - 37	40 - 44	1935	2340
XL	37 - 41	44 - 48	2055	2364
XXL	41 - 45	52 - 56	10047	2386
XXXL	45 - 49	60 - 64	10046	2387

BORT MEDICAL

מק"ט 114700



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/ שמאל

ברך/שוק/ירך מגן ברך

מק"ט DJO82-0215



REACTION WEB® Knee Brace

ברכיית "עכביש"

REACTION WEB מציע גישה חדשנית לטיפול בכאבי ברכיים ואלטרנטיבה למגני הברכיים המסורתיים. העיצוב הרשתי עשוי מחומר פולימרי, גמיש ואלסטי, מפחית את הכאב, תורם לפיזור ולהפחתת העומס והלחץ ממרכז הפיקה. הזיזים הגמישים המשולבים לאורך המגן, סופגים ובולמים זעזועים ומרחיקים את הלחץ מהאזור הפגוע. בזכות העיצוב הדינאמי של הרשת, הפטלה נתמכת גם בזמן פעילות אקטיבית. המסגרת הגמישה מתאימה עצמה לקווי המתאר של הרגל , מגבירה את תחושת הנוחות ומאפשרת לעור לנשום, מתיחת הזיזים תורמת לפרופריוספציה. משולב ציר כפול לתמיכה נוספת ורצועות מתכווננות לקיבוע גם בזמן תנועה. מגיע עם שרוול אלסטי נוסף, הניתן להלבשה בין ברכיית הרשת לרגל עצמה, למתן נוחות וקומפרסיה נוספת במידת הצורך. הברכיות מגיעות במגוון צבעים, עיצוב עדכני וצעיר.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים לאחר ניתוח, PFS.

מידה	היקף ירך בס"מ
XS/S	33-46
M/L	47-59
XL/XXL	60-75
XXXL	75

DONJOY

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך

מק"ט 114420



Select StabiloGen®

מגן ברך עם טבעת סיליקון תמיכה כפולה - Select

ברכיית הפרימיום של BORT - אריגה ייחודית המאפשרת גמישות מרבית בזמן פעילות וכיפוף הברך ומבטיחה התאמה אידיאלית בכל זוויות הכיפוף. שני מייצבים בכל צד מספקים יציבות מוגברת, תוספת הריפוד בצד האחורי מבטיחה נוחות אופטימאלית. נקודות סיליקון מיוחדות למניעת החלקה. טבעת סיליקון להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה ושמירה על מסלול תנועה תקין. מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות. תומכת בפעילות הרצועות ובהפחתת עומס מהמפרק, מונעת ביצוע של תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים לאחר ניתוח.

היקף שוק היקף ירך				
מידה	ס"מ	ס"מ	קוד ירפ"א	
S	26-29	32-36	37828	
M	29-33	36-40	37829	
M+	29-33	40-44	42934	
L	33-37	40-44	37830	
L+	33-37	44-48	42935	
XL	37-41	44-48	37831	

היקף שוק היקף ירך				
מידה	ס"מ	ס"מ	קוד ירפ"א	
XL+	37-41	48-52	42936	
XXL	41-45	52-56	37832	
XXL+	41-45	56-60	42937	
XXXL	45-49	60-64	37833	
XXXL+	45-49	64-68	42938	

BORT MEDICAL

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

מק"ט 114520



StabiloGen® Eco

מגן ברך עם טבעת סיליקון תמיכה בודדת - Eco

אריגה ייחודית המאפשרת גמישות מרבית בזמן פעילות וכיפוף הברך, ומבטיחה התאמה אידיאלית בכל זוויות הכיפוף. מייצב אחד בכל צד למתן יציבות. טבעת סיליקון איכותית להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה, ושמירה על מסלול תנועה תקין. מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות, תומכת בפעילות הרצועות ומפחיתה עומס מהמפרק. מונעת ביצוע של תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים

היקף שוק היקף ירך				
מידה	ס"מ	ס"מ	קוד ירפ"א	
S	26-29	32-36	46110	
M	29-33	36-40	46111	
M+	29-33	40-44	53448	
L	33-37	40-44	46112	
L+	33-37	44-48	53454	
XL	37-41	44-48	46113	

היקף שוק היקף ירך				
מידה	ס"מ	ס"מ	קוד ירפ"א	
XL+	37-41	48-52	53462	
XXL	41-45	52-56	46114	
XXL+	41-45	56-60	53468	
XXXL	45-49	60-64	46115	
XXXL+	45-49	64-68	53469	

BORT MEDICAL

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

מק"ט DJOS140B



Rotulax™ Elastic Knee

פרוקר רוטולקס ברכייה עם סיליקון

מגן ברך אלסטי עם טבעת סיליקון, מותאם למבנה האנטומי של הרגל. מספק חום, קומפרסיה וגירוי פרופריוספטיבי, טבעת הסיליקון תורמת להפחתת הלחץ מהפיקה, ייצובה, ושמירה על מסלול תנועה תקין, מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות. תוספת מייצבים גמישים למתן יציבות.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות בפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת,פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים לאחר ניתוח, PFS.

מידה	היקף ברך ס"מ
1	35-38
2	39-42
3	43-46
4	47-49
5	50-53
6	54-57

PROCARE

יש למדוד כ 15 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

מק"ט DJOS120B



Fortilax™ Elastic Knee

פרוקר פורטילס ברכייה אלסטית

ברכייה אלסטית ללא סיליקון, לתמיכה ולהקלה על כאבים בברך. מחממת את הברך, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, קומפרסיה וגירוי פרופריוספטיבי.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	היקף ברך ס"מ
Ped/0	30-34
1	35-38
2	39-42
3	43-46
4	47-49
5	50-53
6	54-57

PROCARE

יש למדוד כ 15 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

מק"ט CPO-1606



Knee Support With Silicone pad

מגן ברך עם טבעת סיליקון תמיכה כפולה

ברכיה בעלת שני מייצבים בכל צד, למתן יציבות מרבית. טבעת סיליקון להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה ,ושמירה על מסלול תנועה תקין. מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות, הברכיה תומכת בפעילות הרצועות ומפחיתה עומס מהמפרק. חבישת הברכיה מונעת ביצוע של תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים לאחר ניתוח.

מידה	היקף הברך"מ	קוד ירפ"א
M	36-38	18895
L	38-41	19023
XL	41-46	19039
XXL	46-51	19054
XXXL	51-56	37920

Elnice Med®

ברך/שוק/ירך מגן ברך

Premium Elasticated Knee Support

מק"ט INT-012



מגן ברך ללא סיליקון

ברכיה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאב בברך. מחממת את הברך, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	היקף ברך ס"מ	קוד ירפ"א
S	25-32	33859
M	32-39	33861
L	39-46	33862

FORTUNA®

Elasticated Knee Support

מק"ט FT-1000



מגן ברך אלסטי ללא סיליקון

ברכיה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאב בברך. מחממת את הברך, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.


ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	היקף הברך ס"מ	קוד ירפ"א לבן	קוד ירפ"א בז'
S	30-36	83226	25397
M	36-42	83225	25398
L	42-48	83224	25399
XL	48-54	83227	25400
XXL	54-60	23889	25401

FORTUNA®

Premium Elasticated Calf Support

מק"ט INT-185



מגן שוק אלסטי

מגן שוק אלסטי, להקלה על כאב בשוק. מחמם את השוק, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בשוק, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	27-32	48336
M	32-37	48337
L	37-42	48338

FORTUNA®

יש למדוד מסביב למרכז השוק

Premium Elasticated Thigh Support

מק"ט INT-182



מגן ירך אלסטי

מגן ירך אלסטי, להקלה על כאב בירך. מחמם את הירך, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בירך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	42-47.5	48333
M	47.5-53	48334
L	53-58.5	48335

FORTUNA®

יש למדוד מסביב למרכז הירך

Neoprene Knee Support With open patella

מק"ט EX-1001



מגן ברך נאופרן פיקה פתוחה

ברכיה מנאופרן ללא סיליקון, עם פיקה פתוחה, להקלה על כאב בברך. עשויה מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	היקף הברך ס"מ	קוד ירפ"א
S	32-36.5	84406
M	36.5-41	84407
L	41-45.5	84408
XL	45.5-50	84409
XXL	50-54.5	18756

FORTUNA®

Neoprene Magnetic Knee Support

מק"ט INT-046



מגן ברך מגנטי פיקה פתוחה

ברכיה מגנטית עם פיקה פתוחה ללא סיליקון, להקלה על כאב בברך. מחממת את הברך, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.
סגולות המגנט- שיכוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	26604

FORTUNA®

מק"ט DJO08A-B



Infrapatellar Band

איירקאסט חבק ברך


חבק הברך התת פיקתי של AIRCAST עם תא אויר אשר מפעיל לחץ ועיסוי ממוקדים על נקודת חיבור גיד הפיקה לעצם השוק. להקלה על הכאב במקרים של Osgood Schlatter, כאבים ופתולוגיות בגיד הפיקה. החבק עשוי מחומר קצפי מרופד, לנוחות מרבית.

ייעוד המוצר: jumpers knee , Osgood Schlatter, כאבים בגיד הפיקה.

מידות:
אוניברסלי

AIRCAST

מק"ט DJO11-1327



Cross Strap

קרוס חבק ברך

חבק הברך התת פיקתי של Donjoy מעוצב מיחידה אחת, כדי למנוע תזוזה של חלקים/ כריות מהמקום ולפגום במוצר. קל ונוח לשימוש ולכן ההענות של המטופל ויעילות הטיפול גבוהה. החבק צר, אינו גבוה ולכן הוא לא מפריע לפעילות היום יומית, נוח במיוחד. עשוי מבד נאופרין, תומך בגיד הפיקה ומקל על הפחתת הלחץ והכאב במקרים של Osgood Schlatter , כאבים בגיד הפיקה. החבק מגיע ב 2 מידות ולכן קל להתאימו.

ייעוד המוצר: Osgood Schlatter , כאבים בגיד הפיקה.

מידה	היקף ברך ס"מ
M	עד 35.5
L	מ 35.5

DONJOY

יש למדוד את היקף הברך מתחת לפטלה

מק"ט 114010



Patella Tendon Strap

חבק ברך תת פיקתי

חבק ברך תת פיקתי, מפעיל לחץ ועיסוי על נקודת חיבור גיד הפיקה לעצם השוק. מרופד, אלסטי ונוח להתאמה קלה ונוחות מרבית. משולבת כרית סיליקון אנטומית עם נקודות עיסוי לשיפור האחיזה ועיסוי מקומי. רצועות חוזרות לחיזוק עם סגירת וולקרו איכותית. ניתן לרחיצה.

ייעוד המוצר: כאבים בגיד הפיקה, הפחתה ופיזור של העומס על הגיד, Osgood Schlatters.

מידה	היקף ברך ס"מ	קוד ירפ"א
1	עד ל-34	37724
2	34-41	37729
3	41-48	37730

bort BORT MEDICAL

Patella Tendon Strap

חבק ברך תת פיקתי

חבק ברך תת פיקתי ניאופרן עם ניילון, מפעיל לחץ ועיסוי על נקודת חיבור גיד הפיקה לעצם השוק. סגירה קלה ופשוטה באמצעות רצועות חוזרות עם וולקרו.

ייעוד המוצר: כאבים בגיד הפיקה, הפחתה ופיזור של העומס על הגיד, Osgood Schlatters.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	25313

מק"ט E-KN 005



