מק"ט DJO05F



StabilAir™ Wrist Brace

איירקאסט מקבע לשורש כף היד

מקבע שורש כף היד StabilAir™ עוצב ותוכנן במיוחד לטיפול בחולים עם שבר ברדיוס הדיסטלי (עצם האמה) ואו לאחר ניתוח. המקבע קל, עמיד במים, בנוי משני מייצבים מאוררים, ומציע חלופה קלה ונוחה לגיבוס. מערכת תאי האויר הייחודית של AIRCAST הניתנת לניפוח, משולבת במקבע ותורמת להתאמה מקסימאלית , לנוחות, לתמיכה ולעיסוי. תא אויר אחד ממוקם מעל לרדיוס הדיסטלי (עצם האמה) והשני בגב המקבע. מערכת תאי האויר ניתנת לניפוח בעזרת ידית הניפוח עם בקרת הלחץ המצורפת למקבע. המקבע מרופד באריג מיוחד אווירי ונעים, למתן נוחות מרבית. העיצוב הידידותי מקל על המטופל, חוסך זמן ומאמץ, ולכן היענות המטופל ויעילות הטיפול גבוהה.

ייעוד המוצר: לטיפול בשבר ברדיוס הדיסטלי (עצם האמה), קיבוע במקום או לאחר ניתוח.

AIRCAST

מידה	היקף שורש כף יד ס"מ
S	12.7-16.5
M	15.9-19.7

יש לציין ימין/ שמאל

מק"ט 103300



Wrist Support with Aluminium Splint

חבק שורש כף היד עם סד ללא אגודל

מגן לשורש כף היד מחומר נושם, נוח, אלסטי ועמיד, עם סד קדמי מתכוונן. הסד ממוקם בכיס המאפשר הוצאה קלה לכיוון/כביסה. מנגנון חבישה המאפשר לבישה נוחה וקלה, גם בזמן כאב/ חופש תנועה מוגבל. רצועות וולקרו איכותיות להשלמת הסגירה ולחיזוק.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר פציעות וחבלות, תסמונת התעלה הקרפלית, דלקת פרקים, פגיעה בגיד, מתיחות ונקעים בשורש כף היד, לאחר הורדת גבס, שיתוק של העצב הרדיאלי (Drop Hand).

bort MEDICAL



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	15-17	37756	37762
M	17-19	37758	37763
L	19-21	37759	37769
XL	21-23	37760	37770

מק"ט 112920-SP



ManuBasic Sport

חבק שורש כף היד עם סד ללא אגודל - Sport

מגן לשורש כף היד עם סד קדמי. בד אלסטי במיוחד באזור שורש כף היד ללבישה נוחה וקלה. רצועה אלסטית לקיבוע וחיזוק נוסף ע"י כריכה סביב שורש כף היד (סגירה באמצעות וולקרו איכותי). כרית סיליקון להקלה על הלחץ. אריגה בטכנולוגיית ה - **Cool Max**, סיבים מיוחדים המשולבים בבד מנדף זיעה, מונע התחממות יתר ומווסת את טמפרטורת הגוף.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר פציעות וחבלות, תסמונת התעלה הקרפלית, דלקת פרקים, פגיעה בגיד, מתיחות ונקעים בשורש כף היד, לאחר הורדת גבס, שיתוק של העצב הרדיאלי (Drop Hand), הגנה ומניעה בזמן פעילות גופנית.

bort MEDICAL



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	13-15	45022	45026
M	15-17	45023	45028
L	17-19	45024	45029
XL	19-21	45025	45031

מק"ט E-WR-061



Wrist Splint

חבק שורש כף היד עם סד ללא אגודל

מגן לשורש כף היד מחומר נושם, מרופד ורך במיוחד לנוחות מרבית. סד אלומיניום קדמי מותאם אנטומית, עם רצועות וולקרו להשלמת הסגירה ולחיזוק. ניתן להוציא את הסד לצורך כיוון/ כביסה.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר פציעות וחבלות, תסמונת התעלה הקרפלית, דלקת פרקים, פגיעה בגיד, מתיחות ונקעים בשורש כף היד, לאחר הורדת גבס, שיתוק של העצב הרדיאלי (Drop Hand).

מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	13-15	29714	29715
M	15-18	29716	29717
L	18-20	29718	29734
XL	20-22	29738	29768



מק"ט FT-005



Neoprene Wrist Splin

מגן שורש כף היד עם סד ללא אגודל נאופרן

מגן לשורש כף היד עם תומך הניתן להוצאה. עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניק תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: קיבוע, תמיכה לשורש כף היד, כאבים קלים- בינוני, דלקת מקומית.

מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	13-16	5427	5424
M	16-19	5428	5425
L	19-22	5439	5426
XL	22-25	5625	5624



מק"ט 112050



SellaTex® Classic

חבק שורש כף היד עם סד + אגודל

מגן לשורש כף היד עשוי מחומר נושם, נוח, אלסטי ועמיד עם סד קדמי ואחורי ארוכים (20 ס"מ), לייצוב וקיבוע. הסד ממוקם בכיס המאפשר הוצאה קלה לכיוון/ כביסה. מנגנון חבישה המאפשר לבישה נוחה וקלה, גם בזמן כאב/ חופש תנועה מוגבל. רצועות וולקרו איכותיות להשלמת הסגירה ולחיזוק. תמיכה נוספת לאגודל. רצועה לקיבוע וחיזוק נוסף ע"י כריכה סביב שורש כף היד (סגירה באמצעות וולקרו איכותי). ניתן להסיר את החלק אשר מקבע את האגודל ולהשתמש במוצר גם כחבק שורש כף יד ללא אגודל.
ייעוד המוצר: קיבוע שורש כף היד והאגודל, טיפול בדלקות, פגיעות בגידים ורצועות סביב האגודל, פגיעות במפרקי האגודל, תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.

מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	15-17	66037	66035
M	17-19	66034	66031
L	19-21	65992	65981
XL	21-23	66065	66047



Wrist Splint with Thumb

מק"ט E-WR-062



חבק שורש כף היד עם סד + אגודל

מגן לשורש כף היד ואגודל מחומר נושם, מרופד ורך במיוחד לנוחות מרבית. סד אלומיניום מותאם מבחינה אנטומית. הסד ממוקם בכיס עמיד המאפשר הוצאה קלה לכיוון/כביסה. סגירה חלקית המאפשרת לבישה נוחה וקלה, גם בזמן כאב/ חופש תנועה מוגבל. עם רצועות וולקרו להשלמת הסגירה ולחיזוק. סגירה נוספת מסביב לאגודל- לקיבוע.

ייעוד המוצר: קיבוע שורש כף היד והאגודל, טיפול בדלקות, פגיעות בגידים ורצועות סביב האגודל, פגיעות במפרקי האגודל, תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	13-15	37993	38005
M	15-18	37997	38021
L	18-20	37998	38027
XL	20-22	38003	38028

Thmb Abduction Orthosis Airmed

מק"ט AM202G



פרים מקבע אגודל אוניברסלי

מייצב אגודל מחומר נושם, מרופד ותומך, לנוחות והתאמה מרבית. משולב סד אלומיניום אנטומי לקיבוע וייצוב האגודל. מאפשר תנועה חופשית של שאר האצבעות. רצועת חיזוק תחתונה ורצועה נוספת עליונה לסגירת האגודל. מעוצב כך שמתאים ליד ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר:
לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל. תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.

מידה	היקף אגודל ס"מ	היקף שורש כף יד ס"מ
S	5-7	14-18
L	6-8	18-22

Universal Thumb-O-Prene

מק"ט DJO79-82700



פרוקר מקבע אגודל אוניברסלי

מקבע אגודל בעיצוב ייחודי המאפשר שני מצבים: קשיח ולא קשיח עם רצועה אלסטית מתכוננת. מעטפת הנאופרן מעוצבת בפרופיל נמוך למתן נוחות מירבית, ולהתאמה אישית קלה ופשוטה. את הרצועה האלסטית ניתן למקם בין האצבע לאגודל כדי לתרום לקיבוע של מפרק ה CMC, מבלי לפגוע בחופש התנועה של האגודל או של המפרק. דו צדדי, מתאים לאגודל ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל. תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, פציעה ברצועות האגודל, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים.

מידות: אוניברסלי

מק"ט 112720



SOFT Thumb Splint, Long

מייצב אגודל ארוך

מייצב אגודל מחומר נושם, מרופד ותומך, לנוחות מרבית. משולב סד אנטומי רחב לקיבוע וייצוב האגודל. מאפשר תנועה חופשית של שאר האצבעות. מייצב ארוך, הסד מקבע עד לפרק כף היד (14 ס"מ). 2 רצועות חיזוק תחתונות ורצועה נוספת עליונה לסגירת האגודל.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל. תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, פציעה ברצועות האגודל, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	15-17	37706
M	17-19	37707
L	19-21	37708

מק"ט 112840



SellaXpress Thumb Brace

מייצב אגודל קל

מייצב אגודל מחומר נושם, מרופד ותומך, לנוחות והתאמה מרבית. מבנה קל להגבלה מינימאלית של המטופל. משולב סד אנטומי לקיבוע וייצוב האגודל. מאפשר תנועה חופשית של שאר האצבעות. רצועת חיזוק תחתונה ורצועה נוספת עליונה לסגירת האגודל.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל. תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	15-17	37709	37712
M	17-19	37710	37713
L	19-21	37711	37714

מק"ט E-WR-060



Wrist Brace with Thumb

חבק שורש כף היד עם סד + אגודל

מייצב אגודל מחומר נושם, מרופד ורך במיוחד לנוחות מרבית. סד אלומיניום לאגודל מותאם מבחינה אנטומית. רצועה היקפית רחבה במיוחד לתמיכה וחיזוק.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל, תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	13-15	37973	37982
M	15-18	37974	37984
L	18-20	37978	37985
XL	20-22	37979	37986

מק"ט FT-011



Neoprene Thumb Brace

חבק לאגודל ללא סד נאופרן

תומך אגודל ללא סד, עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניק תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: קיבוע, תמיכה לאגודל, כאבים קלים- בינוני, דלקת.

FORTUNA®

מידה	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
אוניברסלי	84446	84439

מק"ט FT-012



Elasticated Palm Support

חבק שורש כף היד עם אגודל ללא סד

מגן לשורש כף היד ולאגודל אלסטי ללא סד. מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: תמיכה לשורש כף היד, כאב קל- בינוני.

FORTUNA®



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	13-16	84443	84440
M	16-19	84444	84441
L	19-22	84445	84442
XL	22-25	84481	84480
XXL	25-28	18726	18711

מק"ט 112120



Wrist Support with Thumb Opening

חבק שורש כף היד ללא סד

מגן שורש כף היד ללא סד, אריגה ייחודית מבד אלסטי ונושם להתאמה מושלמת. פתח מותאם לאגודל למניעת החלקה. רצועה היקפית נוספת לחיזוק ותמיכה (ניתנת להסרה). מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: קיבוע/תמיכה, נפיחות, נקעים קלים, לאחר הסרת גבס, דלקת מקומית.

bort BORT MEDICAL



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	13-15	37731
M	15-17	37732
L	17-19	37733
XL	19-21	37734

מק"ט FT-989



Elasticated Hand Support

מגן שורש כף היד אלסטי ללא סד

מגן לשורש כף היד ללא אגודל, אלסטי ללא סד. מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: תמיכה לשורש כף היד, כאב קל- בינוני, נפיחות קלה, דלקת מקומית.

מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	13-16	83261
M	16-19	83260
L	19-22	83259
XL	22-25	83258
XXL	25-28	26035



FORTUNA®

מק"ט INT-044



Neoprene Magnetic Wrist Support

מגן שורש כף היד מגנטי

מגן אוניברסלי לשורש כף היד ללא אגודל וללא סד. מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית וקומפרסיה.
סגולות המגנט- שיכוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: תמיכה לשורש כף היד, כאב קל- בינוני, דלקת, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	26602

FORTUNA®

מק"ט EX-903



Neoprene Wrist Support

מגן שורש כך היד נאופרן ללא סד

מגן אוניברסלי לשורש כף היד ללא אגודל וללא סד. עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניק תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: תמיכה לשורש כף היד, כאב קל- בינוני, נפיחות, דלקת.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	83178

FORTUNA®

מק"ט INT-021



Premium Elasticated Wrist Support

מגן לפרק כף היד

מגן אלסטי לפרק כף היד. מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: תמיכה לפרק כף היד, כאב קל- בינוני, נפיחות קלה.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	15-18	33883
M	18-21	33889
L	21-24	33890

FORTUNA®

