מק"ט DJO11-1561



DonJoy Duel TLSO

מקבע גב קשיח דואל

חגורה ייחודית המיועדת ליישור הגב לאחר ניתוחים, פגיעות טראומה, פתלוגיות כרוניות של עמוד השדרה. מסגרת קשיחה, מעניקה תמיכה היקפית מלאה מחוליות T2/T3 בית החזה/ שכמות ועד הסקרום (S1) עצם הזנב. מגבילה תנועה, אינה מאפשרת כיפוף קדמי, תורמת ליציבה נכונה, שומרת על הגב במצב ישר. ציר טלסקופי בצורת Y מבית החזה ומטה. אבזמים נוחים לסגירה ולשחרור מהיר (ממוקמים בכתף), פנלים קשיחים ועמידים בחלק הפנימי והחיצוני. פטנט- מערכת הגלגליות המכנית מספקת כח דינמי להידוק החגורה כראוי, בקלות. התאמה אישית נוחה במיוחד, בזכות ידיות האחיזה. החלק הפנימי עשוי מאריג איכותי, נושם.
ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פגיעות טראומה, פתלוגיות כרוניות של עמוד השדרה.

מידה	היקף מותן ס"מ
S	60-75
M	75-89
L	89-107
XL	107-122
XXL	122-145

DONJOY

מק"ט DJO11-1576



DonJoy LSO Premium Plus

חגורת גב קשיחה פרמיום

חגורת הגב -LSO Premium Plus מספקת תמיכה קשיחה מלפנים ומאחור, מחוליות- S1 - T9. החגורה מספקת רמה גבוה של תמיכה לעמוד השדרה תוך מתן דגש על נוחות המטופל. סגירה/ פתיחה מהירה ונוחה באמצעות וו ולולאה, פטנט-מערכת הגלגליות המכנית מספקת כוח דינאמי להידוק החגורה כראוי. בזכות ידיות האחיזה, המטופל יכול להתאים את החגורה בקלות לפי נוחיותו. בד נושם בחלק הפנימי, משולב ברשת המאפשרת לחום לצאת מבלי לפגום באיכות החגורה.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פגיעות טראומה, פתלוגיות כרוניות של עמוד השדרה.

מידה	היקף מותן ס"מ
S	60-75
M	75-89
L	89-107
XL	107-122
XXL	122-145

DONJOY

מק"ט DJO11-1570



DonJoy Lite

חגורת גב שרוכים לייט 23 ס"מ


ה - DONJOY LITE הינה חגורת גב קלה יחסית, מבד נושם ללא הפאנל הקדמי הקשיח. מספקת תמיכה לכאב קל- בינוני בגב התחתון המותני (חוליות L5 - L1). קלה ללבישה ולהסרה בזכות ידיות האחיזה, מערכת גלגליות שרוכים מכאנית (פטנט), גובה 23 ס"מ ("9).

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב, תוך מתן תמיכה, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים.

מידה	היקף מותן ס"מ
S	66-81
M	81-97
L	97-109
XL	109-122

DONJOY

מק"ט 104700



Select Stabilo® Back Support without Pad

חגורת גב סטבילו - Select

חגורת גב מסדרת ה-Select אריג ייחודי רך וגמיש עם גימור מיקרוביאלי. החגורה בעלת 3 מוטות אנטומיות לייצוב האזור הדורסלי (גב). רצועות מתיחה צולבות נוספות לחיזוק, ייצוב והקלה. ידיות אחיזה ללבישה נוחה. גובה בחלק הקדמי - 17 ס"מ ובגב 26 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
2	80-90	40598
3	90-100	40599
4	100-110	40600
5	110-120	40607
6	120-130	40613
7	130-140	40614

מק"ט 112650



VarioBasic Back Support

חגורת גב בייסיק

חגורת גב לאזור הלומברי (מותני), עשויה מחומר רך וגמיש, בעלת 4 מוטות אנטומיות לייצוב הגב. לשוניות אחיזה ללבישה נוחה. גובה בחלק הקדמי- 17 ס"מ ובגב 26 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	75-89	40586
M	90-105	40589
L	106-120	40596
XL	121-140	40597

מק"ט DJO79-8935



ComfortFORM™ Back

פרוקר חגורת גב אלסטית עם כרית

חגורת גב אלסטית, בד נושם לנוחות מקסימאלית. כרית תמיכה משולבת באזור המותני להגברת התמיכה , לעיסוי והקלה על הכאב. רצועות כפולות לחיזוק, ייצוב והתאמה. חגורה בעיצוב נמוך, לנוחות מרבית. החגורה אינה מכילה לטקס, אינה בולטת.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי. פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ
XS	51-63
S	63-76
M	76-86
L	86-96
XL	96-107
XXL	107-142
XXXL	142-157

Lumbar Support

מק"ט CPO-6202



חגורת גב אווירית עם חיזוקים וסגירה כפולה


חגורת גב אווירית וקלה, 4 תומכי מתכת הניתנים להסרה/ התאמה, רצועות מתיחה אלסטיות צולבות לחיזוק, ייצוב והתאמה. גובה באזור הגב- 23 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
M	70-85	37919
L	85-100	19070
XL	100-110	19078
XXL	110-121	19090
XXXL	121-132	37905

Lumbar Sacro Stabilizer

מק"ט E-WA010



חגורת גב גמישה עם תמיכה + כרית


חגורת גב עם חיזוקים, לאזור הלומברי (מותני). 4 מוטות תומכים ממתכת קשיחה. עשויה מחומר מוקצף ומרופד לנוחות מקסימאלית. כרית סיליקון לעיסוי, תמיכה והקלה על הכאב, ניתנת להסרה. רצועות צולבות לחיזוק נוסף והתאמה. גובה 24 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	56-71	29903
M	69-84	29933
L	81-96	30124
XL	94-109	30128
XXL	107-122	50957

Back Support

מק"ט E-WA003



חגורת גב נמוכה

חגורת גב מחומר אווירי, קל ואלסטי עם תומכי פלסטיק למתן יציבות. רצועות אלכסוניות להתאמה ותמיכה.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	56-71	29769
M	69-84	29770
L	81-96	29773
XL	94-109	29808
XXL	107-122	50954

גב/בטן/מפשעה חגורות גב ומייצבים

Magnetic Neoprene Back Support

חגורת גב מגנטית

חגורת גב מגנטית ללא חיזוקים. שומרת על חום ומספקת קומפרסיה, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.
סגולות המגנט- שיכוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: להקלה על כאבי גב קלים, תוך מתן תמיכה וחימום מקומי.

FORTUNA®

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	26629

מק"ט INT- 048



Elastic Back Support

חגורת גב אלסטית


חגורת גב אלסטית ללא חיזוקים. שומרת על חום ומספקת קומפרסיה, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב קלים, תוך מתן תמיכה וחימום מקומי.

FORTUNA®

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
XS	51-76	84473
UNIVERSAL	76-102	84474
XL	102-128	84475
XXL	128-153	19676

מק"ט FT-578



Abdominal Binder

חגורת גב בלי חיזוקים עם וולקרו

חגורת גב עשויה מחומר אווריר, חזק ואלסטי. נסגרת בחלק הקדמי עם וולקרו ללבישה נוחה וקלה. גובה 23 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

eLife orthopedic

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
OS	76-117	46513
S	86-95	67414
M	96-105	67419
L	106-116	67420
XL	117-129	46895

מק"ט WA050



EHyperextension Brace

חגורת שברים

חגורת גב "צלב" לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה (הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן). מסגרת נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר (לא מאפשרת כיפוף). ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי Fusion, שבר דחיסה, שבר Chance, דיסלוקציית שבר (חוליה יוצאת ממקומה כתוצאה משבר), חוסר יציבות קשה.

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	25343

מק"ט E-CH001



Hyperextension Brace With fixed Pelvic Band

מייצב גב, תואם JEWETT

חגורת גב לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה (הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן). מסגרת נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר (לא מאפשרת כיפוף). ריפוד מיוחד מסביב למסגרת, למתן נוחות מרבית. מערכת סגירה מיוחדת להקלה על ההתאמה, הפתיחה והסגירה של החגורה. ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי Fusion, שבר דחיסה, שבר Chance, דיסלוקציית שבר (חוליה יוצאת ממקומה כתוצאה משבר), חוסר יציבות קשה.

יש למדוד את האורך בין החלק העליון של הסטרנום (קלויקולה) אל הפוביס ואת רוחב האגן.

מידה	היקף ס"מ	ירפ"א
S	76-83	11296
M	83-94	11297
L	94-104	11300
XL	104-114	11316

SHORT מידה	היקף ס"מ	ירפ"א
M	83-94	11318
L	94-104	11343
XL	104-114	35669

מק"ט C35 PRIM



Hyperextension Brace With Adjustable Pelvic Band

מייצב גב מתכוונן, תואם JEWETT

חגורת גב לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה (הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן). מסגרת נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר (לא מאפשרת כיפוף). ריפוד מיוחד מסביב למסגרת, למתן נוחות מרבית. מערכת סגירה מיוחדת להקלה על ההתאמה, הפתיחה והסגירה של החגורה. ניתן לכוון גם את הזויות בחלק העליון, ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי Fusion , שבר דחיסה, שבר Chance, דיסלוקציית שבר (חוליה יוצאת ממקומה כתוצאה משבר), חוסר יציבות קשה. **יש למדוד את האורך בין החלק העליון של הסטרנום (קלויקולה) אל הפוביס ואת רוחב האגן.**

מידה	היקף ס"מ	ירפ"א
S	74-86	35670
M	84-98	35671
L	96-110	11367
XL	106-120	11421

SHORT מידה	היקף ס"מ	ירפ"א
M	84-98	11423
L	96-110	35756
XL	106-120	35760

מק"ט C35 PLUS



Hyperextension Brace

מק"ט E-HE001



חגורת תמיכה לגב 3 נקודות, תואם JEWETT

חגורת גב לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה (הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן). מסגרת נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר (לא מאפשרת כיפוף). ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי Fusion, שבר דחיסה, שבר Chance, דיסלוקציית שבר (חוליה יוצאת ממקומה כתוצאה משבר), חוסר יציבות קשה.

יש למדוד את האורך בין החלק העליון של הסטרנום (קלויקולה) אל הפוביס.

מידה	היקף אגן ס"מ	אורך ס"מ	קוד ירפ"א
S	60-75	39-46	46524
M	75-90	42-49	46525
L	90-105	45-52	46526
XL	105-115	49-56	46528

elife orthopedic

StabiloFix®

מק"ט 104600



מיישר כתפיים/שמינייה לכתף/ עצם הבריח

תומך גב עליון וחגורת כתפיים לתיקון היציבה. עשוי מחומר קל, רך, נעים, ולא גמיש. מעוצב בצורה נוחה, במיוחד מתחת לבית השחי. רצועות וולקרו מרופדות ורכות, ניתנות למתיחה, קיצור והתאמה בקלות, ע"פ קווי המתאר של הגוף. מספק מתיחה קבועה לאזור הכתפיים ומונע כיפוף של הכתפיים כלפי פנים.

ייעוד המוצר: יישור ותמיכה במקרים של יציבה לא נכונה, בעיות יציבה כגון כתפיים שמוטות, שכמות בולטות וחזה שקוע, כתפיים עגולות.

BORT MEDICAL

מידה - היקף המותן בס"מ	קוד ירפ"א
מ 70 ס"מ- מבוגרים	47546
50-70 ס"מ - ילדים	47547

Premium Panel Elastic Binder

מק"ט DJO79-890/2



פרוקר חגורת בטן פנאל

חגורת בטן אלסטית, בנויה מכמה חלקים עם בטנה מרופדת, לנוחות מרבית. העיצוב המבוסס על כמה חלקים מבטיח עמידות ומניעת קיפול/ גלגול של החגורה. מגיע בשלושה גבהים שונים: 23 ס"מ, 30 ס"מ, 38 ס"מ. (זמין באריזות של בודד או באריזה של 6 יחידות).

ייעוד המוצר: לתמיכה וקומפרסיה לאחר לידה, ניתוחי בטן, תמיכה בשרירי הבטן במקרה של חולשה, כיפוף בטן, פגיעות בקרום הצפק.

מידה	היקף המותן ס"מ
UM	76-114
UL	114-157
XL	157-188
XXL	182-208
XXXL	208-254

PROCARE

מק"ט 104150



PostOban® Thorax/Abdominal Support

חגורת בטן/ בית חזה

חגורה מבד איכותי, נושם, עם סגירת וולקרו רחבה. שתי רצועות וולקרו מבטיחות לבישה נוחה והתאמה מושלמת. גובה 26 ס"מ.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי בטן/חזה, תמיכה בשרירי הבטן במקרה של חולשה, כיפוף בטן, פגיעות בקרום הצפק. (Peritoneum).

מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
2	85-95	44784
3	95-105	44732
4	105-115	44730
5	115-125	44785
6	125-135	44789
7	135-145	44790

bort BORT MEDICAL

מק"ט FT-033



Elastic Waist Belt

חגורת מותן/ בטן אלסטית

חגורת בטן/ מותן אלסטית, נסגרת באמצעות וולקרו מקדימה. תומכת באזור הבטן.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי בטן/ חזה, תמיכה בשרירי הבטן במקרה של חולשה, פגיעות בקרום הצפק. (Peritoneum).

מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	71-81	84459
M	81-91.5	84460
L	91.5-101.5	84461
XL	101.5-112	5457
XXL	112-122.5	18832

FORTUNA®

מק"ט FT-SN-009



Neoprene Slimming Belt

חגורת בטן נאופרן

חגורת בטן/ הרזיה עשויה מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי בטן/ חזה, תמיכה בשרירי הבטן במקרה של חולשה, פגיעות בקרום הצפק. (Peritoneum).

מידה	ירפ"א
אוניברסלי	84482

FORTUNA®

Abdominal Support for Pregnant Women

מק"ט 104620



חגורת הריון

חגורת הריון מבד נושם, אלסטי ונוח במיוחד. רצועות אלסטיות נוספות לחיזוק והתאמה מרבית. 4 מוטות תמיכה בגב למתן יציבות, הקלה על הגב והורדת העומס. המוטות ניתנים להוצאה.

ייעוד המוצר: בזמן הריון, להקלת העומס על הגב.

מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
0	75-90	37772
1	90-105	37773
2	105-120	37781
3	120-135	37784

Deluxe Maternity Belt

מק"ט E-MB002



חגורת הריון

חגורת הריון, מבד קטיפתי, קל, אלסטי ונוח במיוחד. רצועות אלסטיות נוספות בצדדים לחיזוק והתאמה מרבית. 2 מוטות תמיכה בגב למתן יציבות, הקלה על הגב והורדת העומס.

ייעוד המוצר: בזמן הריון, להקלת העומס על הגב.

מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	85.5	52932
M	95.5	52935
L	105.5	52936
XL	115.5	52938

Stoma Support

מק"ט 104090




חגורת סטומה

חגורה מעוגלת, עם פתח מיוחד לסטומה. תפירה מיוחדת המשלבת קטיפה בחלק הקדמי, ציפוי מרופד ועדין לנוחות מרבית באזור הסטומה. ניתן למקם בחופשיות ולהתאים בקלות באמצעות חיבור וולקרו איכותי. בחלק האחורי תוספת אלסטית ושני מייצבים. תואם כמעט את כל סוגי הסטומה בזכות האלסטיות והוולקרו. ניתן לרחיצה ב 90 מעלות. גובה 22 ס"מ. קוטר פתח 6.5-7 ס"מ.

ייעוד המוצר: לאחר ileostomy ו Colostomy עם חולשה נלווית של רקמת חיבור.

מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	70-90	44795
M	90-115	44796
L	115-150	44797

מק"ט 104070



Umbilicial Hernia Support

חגורת בטן עם סיליקון לבקע טבורי

חגורה עם כרית סיליקון ועליה בליטה, עטופה בבד רך ונעים במיוחד (ניתן להוריד ולכבס), מחוברת באמצעות וולקרו איכותי וניתנת להתאמה בקלות. בד אלסטי, נעים עם שני מייצבים לחיזוק באזור הגב. גובה 13 ס"מ.

ייעוד המוצר: לבקע טבורי.

מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
1	60-95	44792
2	95-125	44793
3	125-150	44794

מק"ט 102850




Elastic Torso Support for Men

חגורת צלעות לגבר


חגורה אוורירית, אלסטית, נסגרת עם וולקרו איכותי בחלק הקדמי, להבטחת נוחות מרבית בזמן הלבישה. חיתוך ישר, ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה. התמיכה קלה ועדינה ולא ניתן לראותה מתחת לבגד. גובה 16 ס"מ. עיצוב המותאם לגברים - ללבישה מקו החזה.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות שרירים בין- צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.



מידה	היקף חזה ס"מ	קוד ירפ"א
S	65-78	44941
M	78-91	44942
L	91-106	44943
XL	106-125	44944

מק"ט 102950




Elastic Torso Support for Women

חגורת צלעות לאישה

חגורה אוורירית, אלסטית, נסגרת עם וולקרו איכותי בחלק הקדמי, להבטחת נוחות מרבית בזמן הלבישה. חיתוך ישר, ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה. התמיכה קלה ועדינה ולא ניתן לראותה מתחת לבגד. גובה 16 ס"מ. עיצוב המותאם לנשים- ללבישה מתחת לקו החזה.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות שרירים בין צלעיים, חבלות ושברים בצלעות לאחר ניתוחים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	65-78	44949
M	78-91	44951
L	91-106	44958
XL	106-125	44959

מק"ט E-/DY-RB002




Rib Belt for Women

חגורת חזה/שבר לצלעות לאישה

חגורת צלעות לאישה. חגורה אווירית, קטיפתית, אלסטית וחזקה. נסגרת עם וולקרו בחלק הקדמי. ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה, קומפרסיה והקלה על הכאב. עיצוב המותאם לנשים.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות שרירים בין- צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א רגיל	קוד ירפ"א גבוהה
S	58-66	53591	52928
M	66-76	53592	52929
L	76-86	53593	52930
XL	86-102	53594	52931

מק"ט E-/DY-RB001




Rib Belt for Men

חגורת חזה/שבר לצלעות לגבר

חגורת צלעות לגבר. חגורה אווירית, קטיפתית, אלסטית וחזקה. נסגרת עם וולקרו בחלק הקדמי. ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה, קומפרסיה והקלה על הכאב.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות שרירים בין- צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א רגיל	קוד ירפ"א גבוהה
S	68-81	53587	52908
M	81-91	53588	52924
L	96-112	53589	52925
XL	112-127	53590	52926

מק"ט LUXOR 307



Chest Corset With Suspenders

חגורת חזה עם כתפיות

חגורת חזה עם כתפיות, לתמיכה לאחר ניתוח לב פתוח/ ניתוח בית החזה/ שברים בבית החזה. עשויה מחומר מרופד, נעים, אלסטי ותומך. ניתן להתאמה/ פתיחה בקלות באמצעות יד אחת.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי לב/ ניתוחים של בית החזה, ייצוב במקרים של שבר בבית החזה, לתמיכה והקלה.


מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	80	53200
M	90	53205
L	100	53213
XL	110	53216
XXL	120	53219
XXXL	130	53220

Inguinal Hernia Belt

חגורת הרניה דו צדדית עם פד נשלף

חגורת בקע דו צדדית, עם 2 רפידות הניתנות להסרה באמצעות וולקרו איכותי. במידה ויש צורך להשתמש על צד אחד בלבד, ניתן להסיר את הרפידה. החגורה כוללת גם רצועות לירך.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי מצומצם, או לאחר ניתוח בקע (שבר).



קוד ירפ"א	היקף ס"מ	מידה
44727	עד 89	S
44728	89-104	M
44729	104-119	L

מק"ט 104800




HerniaFix® Spring Truss with Anatomically-Shaped Pad

חגורת הרניה חד צידי

חגורת בקע חד צידית עם רצועת ירך. קפיץ פלדה באורך של כ 50 ס"מ מרופד בבד איכותי ונעים. אינה אלסטית, כרית אנטומית (פלוטה) להפעלת לחץ על הבקע.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי.



קוד ירפ"א שמאל	קוד ירפ"א ימין	היקף ס"מ	מידה
44675	44670	83-88	85
44676	44671	88-93	90
44677	44672	93-98	95
44678	44673	98-103	100
44679	44674	103-108	105

מק"ט 109200




HerniaFix® Elastic Spring Truss with Rounded Pad, Short Spring

חגורת הרניה פס אחד

חגורת בקע חד צידית. קפיץ פלדה קצר באורך של כ 20 ס"מ מרופד בבד איכותי ונעים. רצועה אלסטית, כרית אנטומית (פלוטה) להפעלת לחץ על הבקע.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי



קוד ירפ"א שמאל	קוד ירפ"א ימין	היקף ס"מ	מידה
44704	44680	83-88	85
44723	44700	88-93	90
44724	44701	93-98	95
44725	44702	98-103	100
44726	44703	103-108	105

מק"ט 109400



Hernia Belt

חגורת הריה

חגורת בקע עשויה מבד אלסטי, עם רצועות גומי נעימות ואלסטיות. קלת משקל, ניתנת להתאמה בקלות. כרית גמישה, תוכננה במיוחד להפעלת לחץ מתון על אזור הבקע. 2 הכריות נשלפות, ניתן למקם אותם בצד הימני/ שמאלי או בשני הצדדים בהתאם לצורך. ניתן להסיר את הכריות ולכבס.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי.

קוד ירפ"א	היקף אגן ס"מ	מידה
1405	89-102	L
1406	102-115	XL
1407	115-130	XXL

למדוד 2 ס"מ מתחת לטבור, מסביב לאגן

מק"ט E-HB001



StabiloHip Hip Protector

מגן ירכיים

מכנס מכותנה ולייקרה. רך, נעים ואלסטי במיוחד, מגנים עשויים מקצף ויסקו אלסטי בעלי מרקם גמיש, נעים ואווריר. סופגי זעזועים, משולבים בכיסים פנימיים משני צדי המכנס ומגנים על אזור הירך. המגנים ניתנים להסרה בקלות (ניתן להוציא ולכבס).

ייעוד המוצר: הגנה ומניעה מפני שברי ירך בעקבות נפילות, שמירה על אזור הירך לאחר ניתוחים, עזרה ביציבות (פרופריוספציה).

קוד ירפ"א	מידת מכנסיים נשים	מידת מכנסיים גברים	מידה
37715	38	46	S
37716	40	48	M
37717	42	50	L
37718	44	52	XL
37719	46-48	54-56	XXL
37720	50-52	58-60	XXXL

מק"ט 201100



Pavlik Harness

אבדוקציה לתינוק

אבדוקציה לתינוק- קיבוע דינאמי, לייצוב של מפרק הירך. מורכב מ- 2 רצועות חזה, 2 רצועות כתף, 2 רצועות עם נעליים מעוצבות לנוחות מרבית. הרצועות מרופדות, רכות ונסגרות בקלות, כדי להקל על לבישת האביזר.

ייעוד המוצר: לתינוקות עם דפורמצית ירך, למניעת פריקה והחזרת המפרק למקומו. (DDH-Developmental Dysplasia Of The Hip).

קוד ירפ"א	גיל התינוק (בחודשים)	מידה
30008	0-3	S
30009	3-6	M
30024	6-9	L

מק"ט E-PH801

